



CM OverHead CT™

CM ProLine



CM OverHead CT är en kudde som används för fixation av patientens armar vid CT thorax/buk. Kudden ger ett stabilt och vilsamt läge för armarna. Kan även användas som knäkudde.



CM OverHead CT består av en konstläderklädd kudde med två polstrade spännband med kardborrefästen.

- ✓ STABIL FIXATION
- ✓ LÄTT ATT ANVÄNDA
- ✓ KOMFORTABEL

PRODUKTINFORMATION:
Kudden är tillverkad i polyeter med ett två cm tryckavlastande skikt av viskoelastiskt polyuretanskum. Överdrag i Technoskin.
Två polstrade spännband medföljer.

Mått: 43x30 cm, höjd 26 cm

Tvättråd:
Desinficeras med sprit-tvållösning.

Artikelnr: OVERH

CE

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB
Hjalmar Brantings väg 11G
261 43 Landskrona
Tel: 0733 109020
0706 815141
Mail: info@comfortmedical.se
www.comfortmedical.se

COMFORT medical