

# CM RÖNTGENMADRASS

CM ProLine



Vi levererar röntgemadrasser till flera ledande röntgenföretag! Madrasserna kan anpassas efter just ert behov!

## PRODUKTBeskrivning

CM Röntgenmadrass är en lågattenuerande komfortabel madrass med åtta handtag. Madrassen kan specialanpassas efter mått och behov.

Madrassens kärna utgörs av en kombination av viskoelastisk polyuretanskum samt en stöddämpande botten av EVA-skum. Överdraget består av ett slitstarkt medicintekniskt PU-övedrag med en undersida av lågfriktionsmaterial.

Madrassen har en standardtjocklek om tre centimeter.

- **HÖG KOMFORT**
- **LÅG ATTENUERING**
- **SLITSTARK**
- **ERGONOMISK**

**Artikel nr:** CM+bredd och längd  
Exempel: CM65220

**Mått:** Kan tillverkas i specialmått

**Tvättråd:** Desinficeras med alkohol och/eller tvållösning

### Säkerhetsföreskrifter:

- CM Röntgenmadrass har en undersida med låg friktion. Vidta försiktighet vid förflyttningar från och till madrassen.

CE

Senast uppdaterad 2020-07-23

**COMFORT** medical

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143  
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |  
info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se