

CM THORAB

CM ProLine

Hygienskydd för bildplatta/detektor



CM THORAB är ett engångsskydd för bildplattor och detektorer. Används t.ex vid bildtagning i säng, i kuvös eller vid andra tillfällen när ökad hygien önskas. CM THORAB består av en laminerad 2 mm vätsketät foam. Detta ökar komforten för patienten.



Materialets låga friktion underlättar applicering och centrering av bildplatta eller detektor. Användande av CM ProSlide som lyfthjälpmedel gör det enklare att placera bildplattan/detektorn.

✓ HYGIENISK

✓ KOMFORTABEL

✓ MILJÖVÄNLIG

PRODUKTINFORMATION:

Materialet består av LD-polyeten som endast avger koldioxid och vatten vid förbränning.

Art.nr: THORAB3543

Namn: Hygienskydd för 35x43 bildplatta eller trådlös detektor

Art.nr: THORABDETECT

Namn: Hygienskydd för detektor med kabel, 57x57 cm

Art.nr: THORAB1824

Namn: Hygienskydd för 18x24 bildplatta

Leveras i 200-pack.



CM ProSlide Glidskiva

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB
Hjalmar Brantings väg 11G

261 43 Landskrona

Tel: 0733 109020

0706 815141

Mail: info@comfortmedical.se

www.comfortmedical.se

COMFORT medical