

# CT-KUDDAR

CM ProLine



Hård /mjuk kudde 40 cm, lämplig för CT colon bukläge (avlastning av transversum)

Svetsat överdrag, kan avtorkas med sprit-tvållösning

Finns även i 25 cm längd, lämplig som knäkudd

Art.nr: CMPLKH40 (hård, 40x17x8 cm)

CMPLKM40 (mjuk, 40x17x8 cm)

CMPLKM25 (mjuk, 25x17x8 cm)



Kil för CT Huvudstöd

Finns i två höjder, 3 cm och 5 cm

Tillverkad i EVA, kan avtorkas med sprit/tvållösning.

Art.nr: CMPCKIL3 (3 cm hög)

CMPCKIL5 (5 cm hög)




Tryckavlastande kudde för CT Huvudstöd

PU-belagd, kan avtorkas med sprit-tvållösning.

Storlek: 30x18 cm

Art.nr: CMPCKUDDE




Vinklingsbar PU-belagd huvudkudde.

Lämplig vid undersökning utanför huvudstödet.

Kan avtorkas med sprit-tvållösning.

Art.nr: CMPHD



OverHead CT används för positionering av patientens

armar vid CT thorax/buk. Två spännband medföljer.

Klädd i Technoskin konstläder. Kan även användas som knäkudd.

Mått: 43x30 cm, höjd 26 cm. Avtorkas med sprit-tvållösning.

Art.nr: OVERH



Knäkuddar klädda med Technoskin konstläder.

Kan avtorkas med sprit-tvållösning.

CMPKKF Flack 55x38, höjd 16-8 cm

CMPKK Hög 45x31 cm, höjd 17 cm

CMPKKC Cylinder 55x15 cm

## ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Hjalmar Brantings väg 11G  
261 43 Landskrona  
Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

**COMFORT** medical