

Clariflo

Övertrycksmanchett

RU500PGS - 500 ml



RU1000PGS - 1000ml



PRODUKTBESKRIVNING

Clariflo är en högkvalitativ övertrycksmanchett tillverkad i USA av TapMedic. Tryckmätaren visar tryck från 0-300 mmHg. Clariflo erbjuder en praktisk krok att hänga infusionspåsen på samt en styv ögla för att underlätta upphängning. Stoppkranen kan enkelt hanteras med en hand. Clariflo är läckagetestad vid tillverkning.

- ÅTERANVÄNDNINGSBAR
- LATEXFRI
- LÄTTANVÄND

Artikel nr:

RU500PGS - 500 ml

RU1000PGS - 1000 ml

Förpackningsstorlek:

Levereras 10st/box eller 20st/box

Färg: Blå

Tvättråd: Avtorkas med alkohol och/eller tvållösning

Tillverkad av: TapMedic, USA



Senast uppdaterad 2020-07-28