


# Gipskuddar

CM ProLine



Artikel nr: CMPRFEMT

Artikel nr: CMPRFEMT25

## PRODUKTBeskrivning

Gipskuddarna är tillverkade med en kärna av massiv sensaten samt ett överdrag av avtorkningsbart konstläder. Kuddarna har god stabilitet och kan användas som ett hjälpmedel vid gipsning av underben.

- **STABILA**
- **AVTORKNINGSBARA**

**Artikel nr:** CMPRFEMT25

**Mått:** 25x18x17 cm

**Överdrag:** Konstläder

**Kärna:** Sensaten

**Artikel nr:** CMPRFEMT

**Mått:** 38x18x17 cm

**Överdrag:** Konstläder

**Kärna:** Sensaten

**Tvättråd:** Avtorkas med alkohol och/eller tvällösning. Blodfläckar avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

**Återvinning:** Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall.



Senast uppdaterad 2020-07-28