


HÖGLÄGESKUDDE

CM ProLine



Den postoperativa höglägeskudden har en skålad ovansida. Kan även fås med plan ovansida.



Den preoperativa kudden har en kärna av Sensaten som är ett stumt, fast material som ger en god stabilitet.

- ✓ HYGIENISK
- ✓ KOMFORTABEL
- ✓ STABIL

PRODUKTINFORMATION:

Postoperativ kudde:

Överdrag: Technoskin konstläder

Kärna: Polyeter

1. Storlek: 80x30x22 cm, skålad

Art.nr: CMPORTO80

2. Storlek: 60x30x22 cm

Art.nr: CMPORTO60

Preoperativ kudde:

Överdrag: Technoskin konstläder

Kärna: Sensaten (fast material)

1. Storlek: 80x22x22 cm, plan

Art.nr: CMPORTO80H

2. Storlek: 60x22x22 cm

Art.nr: CMPORTO60H

Måtten anger längd x bredd x höjd.

Tillverkas även i specialmått.

Rengöres med sprit-tvållösning.



ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB

Hjalmar Brantings väg 11G

261 43 Landskrona

Tel: 0733 109020

0706 815141

Mail: info@comfortmedical.se

www.comfortmedical.se

COMFORT medical