


# KNÄKUDDAR


CM ProLine



Artikelnr: CMPKK  
Namn: Knä kudde  
Storlek: 45x31cm Höjd: 17 cm



Artikelnr: CMPKKF  
Namn: Knä kudde Flack  
Storlek: 55x38 cm  
Höjd: 16-8 cm



Art.nr: CMPKKC  
Namn: Cylinderformad knä kudde  
Storlek: 50x15 cm



Art.nr: CMPLKM25 (mjuk)  
Namn: Liten knä kudde 25  
Storlek: 25x17cm  
Höjd: 8 cm

Art.nr: CMPLKM40 (mjuk)  
CMPLKH40 (hård)  
Namn: Liten knä kudde 40  
Storlek: 40x17 cm  
Höjd: 8 cm

- ✓ HYGIENISK
- ✓ KOMFORTABEL
- ✓ ERGONOMISK

## PRODUKTINFORMATION:

Överdrag: Technoskin konstläder  
Kärna: Polyeter  
Två handtag på kuddar med Technoskin  
Kan fås med kardborreförslutning för MR-miljö.

**Liten knä kudde** har svetsat PU-överdrag.  
Kärna av polyeter (mjuk) eller Sensaten (hård).  
Den 40 cm långa versionen kan även användas till CT-colon bukläge för att undvika kompression av colon transversum.

Tvätttråd: Desinficeras med sprit-tvållösning.

Kan tillverkas i specialmått.



## ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Hjalmar Brantings väg 11G  
261 43 Landskrona  
Tel: 0733 109020  
0706 815141

Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

COMFORT medical