

# Knäkuddar

CM ProLine



**Artikel nr:** CMPKK  
**Namn:** Knäkudde  
**Mått:** 45x31 cm, Höjd: 17 cm  
**Överdrag:** Konstläder  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPKKF  
**Namn:** Knäkudde Flack  
**Mått:** 55x38 cm, Höjd: 16-8 cm  
**Överdrag:** Konstläder  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPKKC  
**Namn:** Cylinder knäkudde  
**Mått:** 50x15 cm  
**Överdrag:** Konstläder  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPLKM25  
**Namn:** Liten knäkudde 25  
**Mått:** 25x17cm, Höjd: 8 cm  
**Överdrag:** Pu-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum

**Artikel nr:** CMPLKM40  
**Namn:** Liten knäkudde 40  
**Mått:** 40x17 cm, Höjd 8 cm  
**Överdrag:** Pu-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum

- **HYGIENISKA**
- **KOMFORTABLA**
- **ERGONOMISKA**

## PRODUKTBeskrivning

CM Proline erbjuder ett sortiment knäkuddar av varierande slag där komfort, hygien och ergonomi står i fokus. Knäkuddarna erbjuds i flera olika former för att täcka ett varierande behov av positionering. Gemensamt är att alla kuddarna är försedda med avtorkningsbara överdrag för enkel rengöring. Knäkuddar i konstläder tillverkas med handtag.

**Tvättråd:** Desinficeras med alkohol och/eller tvällösning. Blod avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

**Återvinning:** Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall.

**Övrigt:** Vid behov kan knäuddarna kan anpassas för MR-miljö.



Senast uppdaterad 2020-07-23