

CM RÖNTGENMADRASS

CM ProLine



- ✓ HÖG KOMFORT
- ✓ LÅG ATTENUERING
- ✓ SLITSTARK
- ✓ ERGONOMISK

Röntgenmadrassen kan tillverkas i alla storlekar och former.
För interventionslab kan madrassen fås i tjockare utförande för maximal komfort.



PRODUKTINFORMATION:

Överdrag: Technoskin konstläder
Kärna: Viskoelastiskt polyuretanskum/EVA sandwich
Åtta handtag (skelettlab)
Lågfriktionsundersida (skelettlab)
Standardtjocklek 3 cm
Ger inga artefakter

Tvåtråd:
Desinficeras med sprit-
tvållösning.

Art.nr: CM+bredd och längd
Exempel: CM65220
Kan tillverkas i specialmått.

CE

Vi levererar madrasser till alla ledande röntgenföretag.

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB
Hjalmar Brantings väg 11G
261 43 Landskrona
Tel: 0733 109020
0706 815141
Mail: info@comfortmedical.se
www.comfortmedical.se

COMFORT medical