

Ryggkudde


CM ProLine



Artikelnr: CMPRK

- ✓ HYGIENISK
- ✓ KOMFORTABEL
- ✓ STABIL

Ryggkudden kan användas för att undvika att patienten sjunker ned i madrassen vid röntgen pulm sida. Två handtag underlättar handhavandet. Kudden har en formstabil övre del av EVA, under denna finns en kärna av polyeter. Denna konstruktion gör att patienten inte sjunker ned i kudden.



PRODUKTINFORMATION:

Art.nr: CMPRK
Överdrag: Technoskin
Kärna: Polyeter/EVA
Två handtag.
Storlek: 55x36 cm Höjd: 16-8 cm

Tvättråd:
Desinficeras med sprit-
tvållösning.

Kan tillverkas i specialmått.



ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB
Hjalmar Brantings väg 11G
261 43 Landskrona
Tel: 0733 109020
0706 815141
Mail: info@comfortmedical.se
www.comfortmedical.se

COMFORT medical