

# S-CUT®

Ett skärverktyg vid akutsjukvård och räddning

- **Tidsbesparande**
- **Effektiv**
- **Patientsäker**
- **Användarvänlig**

**S-CUT** Skärverktyget S-CUT ska användas på patient vid akuta räddningsinsatser eller vid akutsjukvård. Verktöget används för att snabbt frilägga skador från kläder och dyl. utan att behöva ändra patientens läge och därmed riskera ytterligare skada eller onödigt lidande.

**S-CUT** ersätter saxar, knivar och liknande verktyg. Förutom vanliga kläder går det utmärkt att skära genom läder, säkerhetsbälten, dragkedjor samt till och med fodrade skinnställen.

**S-CUT** är utformad på ett ergonomiskt och greppvänligt sätt., som även gör det möjligt att använda verktyget när du bär grova handskar. Till skillnad från saxens klipprörelser skär S-CUT med en dragande rörelse. Denna metod minskar belastningen för användaren och ger god kontroll vid skärningen.



Skärbladet är inbyggt i verktyget för att förhindra skada på patient och användare. Bladet kan snabbt bytas utan behov av verktyg.

För att enkelt kunna rengöras består verktyget av ett fåtal delar som är lätta att montera och demontera.

**S-CUT** används på de flesta akutsjukhus samt i flera ambulansorganisationer och räddningstjänster i Sverige. Räddningsverket använder S-CUT på sina saneringsstationer, försvaret inom flygvapnet och på utlandsuppdrag



Vikt: 0,280kg  
Längd: 239 mm  
Bredd: 24 mm

Material i rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C.  
Samtliga delar är lätta att demontera för rengöring eller utbyte.  
Starka kemikalier kan göra ytan flammig men påverkar ej funktionen.