

Sandsäckar



Artikel nr: SA0103
Mått: 35x13 cm
Vikt: 2 kg



Artikel nr: SA0102
Mått: 70x10 cm
Vikt: 2,5 kg



Artikel nr: ODE18-03
Mått: 40x15 cm, Höjd 5 cm
Vikt: 2,3 kg
100% MRT säker positioneringssäck.
Anpassad för bruk vid
magnetkameraundersökning.

- FLEXIBLA
- HYGIENSIKA
- LÄTTANVÄNDA

PRODUKTBeskrivning

Positioneringssäckar av olika slag som kan ge stöd och underlätta vid olika undersökningar. Säckarna är försedda med dubbla överdrag, varav det yttersta galonöverdraget enkelt kan desinficeras. Säckarna är flexibla i sin utformning och kan positioneras efter behov.

Tvättråd: Desinficeras med alkohol och/eller tvällösning. Blod avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

Tillverkad av MID

Senast uppdaterad 2020-07-23