

CM ArmFix

CM ProLine



Artikel nr: CMPARM

PRODUKTBeskrivning

CM ArmFix är en stabil höglägeskudde för underarm. Kuddens kärna består av tryckavlastande polyeterskum för god komfort. Överdraget består av slitstarkt och avtorkningsbart konstläder. Två fixationsband medföljer varje kudde. Kudden kan vid behov tillverkas i specialmått.

- **STABIL**
- **AVLASTANDE**
- **KOMFORTABEL**

Artikel nr: CMPARM

Mått: 45x20 cm, Höjd 37 cm

Överdrag: Konstläder

Kärna: Polyeterskum

Tvättråd: Avtorkas med alkohol och/eller tvällösning. Blodfläckar avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

Återvinning: Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall.

CE

Senast uppdaterad 2020-07-28

COMFORT medical

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se