

# CM ArmFix

CM ProLine



Artikel nr: CMPARM

## PRODUKTBeskrivning

CM ArmFix är en stabil höglägeskudde för underarm. Kuddens kärna består av tryckavlastande polyeterskum för god komfort. Överdraget består av slitstarkt och avtorkningsbart konstläder. Två fixationsband medföljer varje kudde.

- **STABIL**
- **AVLASTANDE**
- **KOMFORTABEL**

**Artikel nr:** CMPARM

**Mått:** 45x20 cm, Höjd 37 cm

**Överdrag:** Konstläder

**Kärna:** Polyeterskum

**Tvättråd:** Avtorkas med alkohol och/eller tvällösning. Blodfläckar avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

CE

2021-04-27 (Utg:2)

Återförsäljare: **COMFORT** medical

Tillverkare: Bima Plastteknik AB, Trålvägen 5,  
43274, Träslövsläge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143  
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |  
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se