

CM Röntgenmadrass

CM ProLine



Comfort Medical AB levererar röntgemadrasser till flera ledande röntgenföretag!

PRODUKTBeskrivning

CM Röntgenmadrass är komfortabel madrass som tillverkas i olika bredder, längder och tjocklekar för täcka ett varierande behov av röntgenmadrasser.

CM Röntgenmadrass finns i två olika tjocklekar (2,5 cm och 3 cm). Madrasserna med en tjocklek om 3 cm tillverkas med en ovansida av medicintekniskt PU-överdrag, lågfriktionsundersida samt 8 handtag som underlättar enkla justeringar.

Madrasserna med en tjocklek om 2,5 cm är i huvudsak avsedda för att användas till MR. Dessa madrasser är helt beklädda i medicinteknisk PU-överdrag utan handtag.

Madrassernas kärna utgörs av en kombination av viskoelastisk polyuretanskum samt en stöddämpande botten av EVA-skum.

- **HÖG KOMFORT**
- **SLITSTARK**
- **ERGONOMISK**

Artikelnummer

Se nästa sida.

Tvättråd

Desinficeras med alkohol och/eller tvållösning. Avtorkas med vattenfuktad duk efter användning av alkohol. Blod avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

Säkerhetsföreskrifter

- Vidta försiktighet vid förflyttningar till och från röntgenmadrassen.
- CM Röntgenmadrass är inte avsedd för lyft av patient.
- Beakta patientindividuellt risk för uppkomst av trycksår vid långa liggtider.
- Rengör/desinficera madrass efter angivna tvättråd efter patientkontakt.
- Undvik kontakt med varma källor och vassa föremål. Det kan skada madrassen.
- Undersök madrassen regelbundet efter skador. Skadad madrass bör tas ur bruk.

CE

2021-03-15(Utg:4)

Återförsäljare: **COMFORT** medical

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se

Tillverkare: Bima Plastteknik AB, Trålvägen 5, 43274, träslövsläge,
Sverige

CM Röntgenmadrass

CM ProLine

ARTIKELNUMMER

- Röntgenmadrasser med en tjocklek om 3 cm, lågfriktionsundersida, ovansida av medicinteknisk PU-överdrag och 8 handtag

Artikelnummer: CM+bredd+längd

*Undantag CMADORA

Längd/Bredd	57 cm	60 cm	65 cm	68,5 cm	70 cm	75 cm
200 cm	CM57200	CM60200	CM65200		CM70200	CM75200
208,5 cm				CMADORA		
210 cm	CM57210	CM60210	CM65210		CM70210	CM75210
220 cm	CM57220	CM60220	CM65220		CM70220	CM75220
230 cm	CM57230	CM60230	CM65230		CM70230	CM75230
240 cm	CM57240	CM60240	CM65240		CM70240	CM75240

- MR-madrasser med en tjocklek om 2,5 cm, utan handtag, helt beklädda i medicinteknisk PU-överdrag

Artikelnummer: CMP+bredd+längd+MR

Längd/Bredd	50 cm	52 cm	55 cm
155 cm	CMP50155MR	CMP52155MR	CMP55155MR
165 cm	CMP50165MR	CMP52165MR	CMP55165MR
175 cm	CMP50175MR	CMP52175MR	CMP55175MR
180 cm	CMP50180MR	CMP52180MR	CMP55180MR