

CM THORAB

CM ProLine Hygienskydd för bildplatta/detektor



PRODUKTBeskrivning

CM THORAB är ett engångsskydd för bildplattor/detektorer som erbjuds i tre olika storlekar. Hygienskyddet används t.ex vid bildtagning i säng, eller vid andra tillfällen när ökad hygien önskas.

CM THORAB består av en 2 mm vätsketät foam som ger ett komfortskikt. Materialets låga friktion underlättar applicering och centrerung av bildplatta/detektor. CM Thorab är återvinningsbar.

- **HYGIENISK**
- **ÅTERVINNINGSBAR**
- **LÄTTANVÄND**

Namn: CM THORAB

Artikel nr: THORABDETECT

Hygienskyddets mått: 57x57 cm
Levereras i 100-pack

Artikel nr: THORAB3543

Hygienskyddets mått: 51x51 cm
Levereras i 100-pack

Artikel nr: THORAB1824

Hygienskyddets mått: 32x27 cm
Levereras i 200-pack

Återvinning: Kan med fördel återvinnas som plastavfall, i andra hand brännbart avfall.

Förvaring: Förvaras i torrt inomhus

Säkerhetsföreskrifter:

- Hygienskyddet är endast avsett för engångsbruk.



Single use only



2021-05-20 (Utg:2)

Återförsäljare: **COMFORT** medical

Tillverkare: Bima Plastteknik AB, Trålvägen 5,
43274, Träslövsläge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se