

# Knäkuddar

CM ProLine



**Artikel nr:** CMPKK  
**Namn:** Knäkudde  
**Mått:** 45x31 cm, Höjd: 17 cm  
**Överdrag:** PU-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPKKF  
**Namn:** Knäkudde Flack  
**Mått:** 55x38 cm, Höjd: 16-8 cm  
**Överdrag:** PU-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPKKC  
**Namn:** Cylinder knäkudde  
**Mått:** 50x15 cm  
**Överdrag:** PU-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum



**Artikel nr:** CMPLKM25  
**Namn:** Liten knäkudde 25  
**Mått:** 25x17 cm, Höjd: 8 cm  
**Överdrag:** Pu-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum

**Artikel nr:** CMPLKM40  
**Namn:** Liten knäkudde 40 (mjuk)  
**Mått:** 40x17 cm, Höjd 8 cm  
**Överdrag:** Pu-överdrag  
**Kärna:** Polyeterskum

**Artikel nr:** CMPLKH40  
**Namn:** Liten knäkudde 40 (hård)  
**Mått:** 40x17 cm, Höjd 8 cm  
**Överdrag:** Pu-överdrag  
**Kärna:** Sensaten

● **KOMFORTABLA**

● **ERGONOMISKA**

## PRODUKTBeskrivning

CM Proline erbjuder ett sortiment knäkuddar av varierande slag där komfort, hygien och ergonomi står i fokus. Knäkuddarna erbjuds i flera olika former för att täcka ett varierande behov av positionering. Gemensamt är att alla kuddarna är försedda med avtorkningsbara PU-överdrag för enkel rengöring.

CE

2022-04-01 (Utg:2)

Återförsäljare:

**COMFORT** medical

Tillverkare: Bima Platteknik AB, Trålvägen 5,  
43274, Träslövåge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143  
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |  
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se