

CM ArmFix

CM ProLine



Artikel nr: CMPARM

PRODUKTBeskrivning

CM ArmFix är en stabil höglägeskudde för underarm. Kudden består av tryckavlastande polyeterskum för god komfort samt ett överdrag av avtorkningsbart PU. Två fixationsband medföljer varje kudde.

- **STABIL**
- **AVLASTANDE**
- **KOMFORTABEL**

Artikel nr: CMPARM

Mått: 45x20 cm, Höjd 37 cm

Överdrag: PU-överdrag

Kärna: Polyeterskum

CE

2022-04-01 (Utg:3)

Återförsäljare: **COMFORT** medical

Tillverkare: Bima Plastteknik AB, Trålvägen 5,
43274, Träslövsläge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se