

CM OverHead CT

CM ProLine



PRODUKTBSKRIVNING

CM OverHead CT är en positioneringskudde som används för fixation av patientens armar ovanför huvud vid CT thorax/buk. Kudden ger ett stabilt och vilsamt läge för armarna.

Två polstrade spännband medföljer som strategiskt kan placeras för att avlasta och fixera patientens armar.

- STABIL FIXATION
- LÄTT ATT ANVÄNDA
- KOMFORTABEL

Artikelnummer

OVERH

Mått

43x30 cm, höjd 26 cm

Material

Kärna: polyeterskum

Överdrag: PU-överdrag

CE

2022-04-01 (Utg:2)

Återförsäljare:

COMFORT medical

Tillverkare: Bima plastteknik AB, Trålvägen 5,
43274, Träslövsläge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se