

# CM Ryggkudde

CM ProLine



## PRODUKTBeskrivning

CM Ryggkudde kan användas för att undvika att patienten sjunker ned i madrassen vid röntgen pulm sida.

Kudden har en formstabil övre del av EVA, under denna en kärna av polyeter. Denna konstruktion motverkar att patienten sjunker ned i kudden.

- **KOMFORTABEL**
- **FORMSTABIL**

### Artikel nr:

CMPRK

### Mått:

55x36 cm, höjd 16-8 cm

### Material:

Överdrag: Medicintekniskt PU  
Kärnan: Polyeter/EVA

CE

2022-04-01 (Utg:2)

Återförsäljare:

**COMFORT** medical

Tillverkare: Bima Plastteknik AB, Trålvägen  
5, 43274, Träslövsläge, Sverige

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143  
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |  
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se