

Sandsäckar



Artikel nr: SA0103
Mått: 32x18 cm
Vikt: 2 kg



Artikel nr: SA0102
Mått: 70x10 cm
Vikt: 2,5 kg



Artikel nr: ODE18-03
Mått: 40x15 cm, Höjd 5 cm
Vikt: 2,3 kg
100% MRT säker positioneringssäck.
Anpassad för bruk vid
magnetkameraundersökning.

- FLEXIBLA
- SÄKRA
- HYGIENSIKA

PRODUKTBESKRIVNING

Positineringsäckar av olika slag som kan ge stöd och underlätta vid olika undersökningar. Säckarna är försedda med dubbla överdrag, varav det yttersta galonöverdraget enkelt kan desinficeras. Säckarna är flexibla i sin utformning och kan positioneras efter behov.

Tvättråd: Desinficeras med alkohol och/eller tvällösning. Blod avlägsnas snarast möjligt med kallt vatten.

Tillverkad av MID



Senast uppdaterad 2020-07-23