

SleepAngel

Hygienisk huvudkudde med bakteriefilter



- **HYGIENISK**
- **ENKEL RENGÖRING**
- **TIDSBESPARANDE**
- **KOSTNADEFFEKTIV**

PRODUKTBeskrivning

SleepAngel är en unik filterkudde som fungerar som en barriär mot mikroorganismer. Kuddens patenterade filter tillåter kudden att andas, utan att släppa igenom varken bakterier, virus eller allergener. Kudden är tillverkad med tätslutande svets sömmar, ett överdrag av avtorkningsbart polyuretan samt ett innanmäte av polyester.

Då SleepAngel är en tätsvetsad kudde utan dragkedja, så ska den aldrig sändas för tvätt, utan enbart desinficeras inne på vårdenheten. Därmed undviker man både arbete och dyra kostnader förknippat med tvätt av kuddar.

Tvättråd: Desinficera med alkohol max 72 %, max 1000 ppm aktiv klorin. Torka sedan av med vattenfuktad duk.

Artikelnummer:

EM-L-LB-MFP-5060-FIN (50x60cm)

EM-L-LB-MFP-3040-FIN (30x40 cm)



Senast uppdaterad 2021-06-15 (2)

Human hair
40-50 microns

Standard allergy
barrier pore size
4-6 microns

Dust mite
allergen
2 microns

Bacteria
0,8 micron

Virus
0,08 micron (x)

Air is allowed
in and out

Pneumapure™ Filter
Effective barrier

Återförsäljare: **COMFORT medical**

Tillverkare: Gabriel scientific, Mauri tee 3,
papsaare kula, Pärnuma, 88317, Estonia

Comfort Medical AB | Hjalmar Brantings väg 11G | 26143
Landskrona | Sverige | +46 (0)733-109020 |
Info@comfortmedical.se | www.comfortmedical.se