


# READY HEAT

Syreaktiverat värmetäcke



## PRODUKTBESKRIVNING

Ready Heat är ett självuppvärmande täcke med 9 värmeelement som aktiveras vid kontakten med syre. Täcket aktiveras genom att öppna och ta ut täcket ur dess förpackning. Under loppet av 15-20 minuter uppnår täcket en temperatur om 40°C. Täcket är 100% mobilt och kan enkelt följa med patienten under transport.

- **BIBEHÅLLER 40°C UPP TILL 10 TIMMAR**
- **UPPNÅR MÅLTEMPERATUR 40 °C PÅ 15-20 MINUTER**
- **SYREAKTIVERAT**
- **INGET BEHOV AV ELEKTRICITET**
- **MAXIMAL MOBILITET**
- **BEHANDLAR OCH HJÄLPER TILL ATT MOTVERKA CHOCK, TRAUMA OCH HYPOTERMI**

**Artikel nr:** SB9RH9120, 10 st/box

**Mått:** 86 cm x 152 cm  
(helkroppstäcke)

**Återvinning:** Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall.

Tillverkad av Techtrade LLC.



Senast uppdaterad 2020-07-28