

2026/08

MOVING
HEALTHCARE
FORWARD

COMFORT MEDICAL

COMFORTMEDICAL.SE | INFO@COMFORTMEDICAL.SE | +46 (0)733 108 222

RÖNTGEN | TRANSFLOW | PATIENTFÖRFLYTTNING | KYLVÄSTAR | STRÅLSKYDD |
MONITORHÅLLARE & LAMPOR | OPERATION | AKUTSJUKVÅRD | PATIENTAVSKÄRMNING



| Kontakt

Vill du veta mer om vårt sortiment eller få vägledning kring vilken lösning som passar din verksamhet bäst?
Kontakta oss via telefon eller e-post så hjälper vi dig.

Comfort Medical AB
Landskrona, Skåne
Sverige

info@comfortmedical.se
+46 (0)733 108 222
+46 (0)733 109 020

COMFORT *medical*

Hur allt började och var vi är på väg

Sedan 2002 har Comfort Medical försett sjukvården med högkvalitativa produkter, med särskilt fokus på akutsjukvård, röntgen och operation. Med många års erfarenhet i branschen har vi vuxit till en trygg och kunnig partner för vårdinrättningar i hela Norden och på utvalda internationella marknader.

Vi samarbetar med ledande leverantörer och söker ständigt efter nya innovationer inom våra produktsegment. Genom att hålla oss nära både utveckling och vårdens behov kan vi möta framtidens utmaningar samtidigt som vi skapar värde för våra kunder.

Vårt kvalitets- och miljöarbete är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket speglar vårt ansvarstagande inte bara för dagens vård, utan även för framtidens.



HISTORIA

Comfort Medical grundades 2002 av vårdpersonal med gedigen erfarenhet inom röntgen, intensivvård och akutsjukvård. Med bas i Landskrona har vi sedan dess vuxit till en etablerad leverantör med distribution i hela Norden och delar av Europa.

MILJÖ

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan i enlighet med ISO 14001. Genom ansvarsfull användning av våra resurser, identifiering av miljöpåverkande processer och ett kontinuerligt förbättringsarbete stärker vi vår miljöprestanda.



PÅLITLIGT & EFFEKTIVT

Vi arbetar proaktivt för att minska risker, förebygga fel och säkerställa snabba och smidiga leveranser.

KVALITET

Vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001 och bygger på tydliga processer och kontinuerliga förbättringar i verksamheten.



| Index

8-23 RÖNTGEN & MRT

Positioneringskuddar, röntgenmadrasser, sandsäckar och märksystem.

24-29 TRANSAFLOW

Slutet flerpatientssystem för effektiv och ekonomisk administrering av kontrastmedel vid CT och MR.

30-39 PATIENTFÖRFLYTTNING

Hjälpmedel för säkra och ergonomiska patientflyttningar.

40-43 KYLVÄSTAR

Kylvästar för ökad komfort och minskad värmebelastning under arbetspasset.

44-73 STRÅLSKYDD

Personburet och tekniskt strålskydd från MAVIC.

74-79 MONITORHÅLLARE & LAMPOR

Lösningar för förbättrad visualisering och ergonomiska arbetsmiljöer.

80-93 OPERATION

Produkter för positionering och tryckavlastning vid operationer.

94-103 AKUTSJUKVÅRD

Produkter för snabb, säker och effektiv patienthantering i akuta situationer.

104-109 PATIENTAVSKÄRMNING

Engångsdraperier och vikkväggar för ökad integritet och flexibel avskärmning i vårdmiljö.

| Röntgen & MRT

Ett noggrant utvalt sortiment för Röntgen och MRT, utvecklat med vårdens behov i fokus för att underlätta den kliniska vardagen.





CM Röntgenmadrass tillverkas i olika bredder, längder och tjocklekar för att möta varierande behov inom röntgen och MRT. Madrassen finns i två tjocklekar: 2,5 cm och 3 cm.

Madrass med tjocklek 3 cm

- Ovansida i medicintekniskt PU-överdrag
- Lågfriktionsundersida för smidiga justeringar
- 8 integrerade handtag som underlättar positionering

Artikelnummer: **CM+bredd+längd**

Längd/Bredd	57 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm
200 cm	CM57200	CM60200	CM65200	CM70200	CM75200
210 cm	CM57210	CM60210	CM65210	CM70210	CM75210
220 cm	CM57220	CM60220	CM65220	CM70220	CM75220
230 cm	CM57230	CM60230	CM65230	CM70230	CM75230
240 cm	CM57240	CM60240	CM65240	CM70240	CM75240

Madrass med tjocklek 2,5 cm

- Speciellt framtagen för MRT
- Helt beklädd i medicintekniskt PU-överdrag
- Utan handtag

Artikelnummer: **CMP+bredd+längd+MR**

Längd/Bredd	50 cm	52 cm	55 cm
155 cm	CMP50155MR	CMP52155MR	CMP55155MR
165 cm	CMP50165MR	CMP52165MR	CMP55165MR
175 cm	CMP50175MR	CMP52175MR	CMP55175MR
180 cm	CMP50180MR	CMP52180MR	CMP55180MR



ARMPOSITIONERINGSKUDDE FÖR CT

Armkudde utvecklad för stabil och bekväm positionering av armar vid CT-undersökningar. Tillverkad i ett följsamt skummaterial med skålformade armstöd.

- För positionering av armar vid CT
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Storlek (L x B x H): 60 x 35 x 25 cm
- Skålformade armstöd

Artikelnummer: **CMPTK**

KILFORMAD POSITIONERINGSKUDDE 45°

- Positioneringskudde för sidopositionering
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Svart friktionsgivande undersida
- Vinkel: 45°
- Erbjuds i fyra olika längder (L x B x H)

Artikelnummer:

CMP20S (20 x 25 x 13 cm)

CMP40S (40 x 25 x 13 cm)

CMP50S (50 x 25 x 13 cm)

CMP60S (60 x 25 x 13 cm)



KILFORMAD POSITIONERINGSKUDDE 30°

- Positioneringskudde för sidopositionering
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Svart friktionsgivande undersida
- Storlek (L x B x H): 40 x 24 x 12 cm
- Vinkel: 30°

Artikelnummer: **CMPF40S**



OVERHEAD CT

- Positionering av armar vid CT-thorax/buk
- Två justerbara spännband
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Storlek (L x B x H): 43 x 30 x 26 cm

Artikelnummer: **OVERH**



RÖNTGENKIL 10°

- Kilkudde 10 °
- Storlek (L x B x H): 19 x 19 x 0,5-4 cm
- Avtorkningsbar

Artikelnummer:

SOO3810G (Med svart PU-beläggning)
CMPKSS (Med blått PU-överdrag)



RÖNTGENKIL 16°

- Kilkudde 16 °
- Storlek (L x B x H): 19 x 19 x 0,5-6 cm
- Avtorningsbar

Artikelnummer:


SOO3810E (Med svart PU-beläggning)
CMPKLS (Med blått PU-överdrag)



FINGERKUDDE

- Positionering av fingrar
- Storlek (L x B x H): 13 x 13 x 8 cm
- Avtorkningsbar

Artikelnummer: **SOO3810F** (Med svart PU-beläggning)



HANDKUDDE

- Röntgenkudde för positionering av hand
- Storlek (L x B x H): 18 x 15 x 6 cm
- Avtorkningsbar

Artikelnummer: **SOO3810B** (Med svart PU-beläggning)



RÖNTGENKIL HAND/HANDLED

- Positionering av hand/handled
- Erbjuds i två storlekar (L x B x H)
- Avtorkningsbar

Artikelnummer:

SOO3810A (Med svart PU-beläggning, 23 x 16 x 10 cm)
SOO3810D (Med svart PU-beläggning, 18 x 9 x 4,5 cm)



RYGGKUDDE

- Formstabil positioneringskudde för bedside lungröntgen
- Motverkar att patienten sjunker ner i madrassen
- Storlek (L x B x H): 53 x 36 x 16–8 cm

Artikelnummer: **CMPRK**



KNÄKUDDE

- Storlek (L x B x H): 45 x 31 x 17 cm
- Avtorkningsbart PU-överdrag

Artikelnummer: **CMPKK**



KNÄKUDDE - HALVCYLINDER

- Erbjuds som mjuk eller formfast
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Erbjuds i två storlekar (L x B x H)

Artikelnummer:

CMPLKM40 (Mjuk knä kudde, 40 x 17 x 8 cm)

CMPLKH40 (Formfast knä kudde, 40 x 17 x 8 cm)

CMPLKM25 (Mjuk knä kudde, 25 x 17 x 8 cm)



KNÄKUDDE - CYLINDERFORMAD

- Storlek (L x B): 50 x 15
- Avtorkningsbart PU-överdrag

Artikelnummer: **CMPKKC**



KNÄKUDDE - FLACK

- Storlek (L x B x H): 55 x 38 x 8-16 cm
- Avtorkningsbart PU-överdrag

Artikelnummer: **CMPKKF**



KIL CT - HUVUDSTÖD

- 5 eller 3 cm hög
- Formfast
- Avtorkningsbart PU-överdrag

Artikelnummer:

CMPCTKIL5S (5 cm hög)

CMPCTKIL3S (3 cm hög)



CT - HUVUDSTÖD

- Storlek (L x B x H): 30 x 18 x 2 cm
- Mjuk & tryckavlastande
- Avtorkningsbart PU-överdrag


Artikelnummer: **CMPCTKUDDE**



SKÅLFORMAT HUVUDSTÖD

- Storlek (L x B x H): 28 x 21 x 10 cm
- Mjuk & tryckavlastande
- Avtorkningsbart PU-överdrag

Artikelnummer: **CMPCTKUDDE**



MR - HUVUDSTÖD

- Rektangulär/Kilformad kudde används i par
- Mjuk och formbar
- Storlek (L x B x H): 14 x 9 x 2 cm (Rektangulär kudde)
- Storlek (L x B x H): 14 x 9 x 2-7 cm (Kilformad kudde)

Artikelnummer:

CMPMRHS (1 st rektangulär kudde)

CMPMRO (1 st kilformad kudde)



HUVUDKUDDE SLEEPANGEL



SleepAngel är framtagen för att ge både god komfort och ett unikt skydd mot kontaminering. Kudden är 100% tätsvetsad och helt fri från dragkedjor och sömmar. Det patenterade filtret gör att kudden kan andas naturligt samtidigt som den effektivt blockerar bakterier, virus, vätskor och allergener från att tränga in. Kudden rengörs enkelt och säkert genom manuell desinfektion.

- Hygienisk
- Kostnadseffektiv
- Tidsbesparande

Artikelnummer:

3010013 (60 x 50 cm)


3010064 (40 x 30 cm)

3012022 (40 x 30 cm med memory foam)

SPÅRPLATTA

- Spårplatta/kassetthållare
- Storlek (L x B x H): 40 x 20 x 5 cm
- För horisontella projektioner

Artikelnummer: **CMP2040**



DETEKTORSKYDD

Formgjuten 100% kolfiber anpassad för Siemens detektorer för Mobilett, Elara, Ysio MAX och Multitom RAX.

- Klarar belastning upp till 250 kg vid t.ex. röntgen av stående fötter
- Vikt: 1,5 kg

Artikelnummer: **DH23-01**



HYGIENSKYDD CM THORAB

Hygienskydd för detektorer.

- Engångs
- Storlek 51 x 51 cm
- 100 st/fp

Artikelnummer: **THORAB3543**



SANDSÄCKAR

Sandsäckar Harriet Flex och Harriet Enkel ger stabilisering och stöd vid undersökningar, och kan underlätta positionering. Vikt: 2,5 kg.

Artikelnummer:

SA0102 (Harriet Flex, 70 x 10 cm)

SA0103 (Harriet Enkel, 35 x 13 cm)



Harriet Flex



Harriet Enkel

AXIAL CARBON LEGSUPPORT

Benstöd i kolfiber för röntgen av höftaxialer.

- Kolfiberkonstruktion
- Röntgentransparent
- Stabil och bekväm
- Vadderad sadel
- Lätt att rengöra och desinficera
- Sandsäck ingår
- Vikt: 1 kg
- Höjd: 34 cm



Artikelnummer: **KBF-A1**

KALIBRERINGSKULA HÖFT

Bullit är en inställningsbar kalibreringskula för höftleder. Ingraverad sidoangivelse och diameterstorlek som syns i röntgenbilden.

- Höj och sänkbar
- Finns i diameter 25 mm och 30 mm

Artikelnummer:

KBF-B1 (30 mm)

KBF-B2 (25 mm)



MÄRKSYSTEM EASYMARK

Märksystem för röntgenundersökningar Dx-Sin.

Ett sett innehåller:

- Hållare med magneter och märkstav Dx-Sin
- Hållare med magneter och märkstav Dx-Sin med symbol för belastning (gubbe)
- Dx märke med magnetfäste till kåpa
- Sin märke med magnetfäste till kåpa
- Metallister för detektor (två pack)
- Parkeringsmåls



Artikelnummer: **EM05-010**

MÄRKSYSTEM - LINJAL

Volframgraverad linjal med mjuka fasade kanter. Märkningen syns tydligt på röntgenbilden. Mått: 0-30 cm med mm skala.



Artikelnummer: **SH23-01**

SIDEMARKERS

Enkelt system för att märka ut höger och vänster sida, avsett för CT och MR.

- Finns för både höger (R) och vänster (L) sida
- Minskar risken för sidoförväxlingar
- Storlek: 20 x 1,5 cm

Artikelnummer:

SM01-01 (Sidemarker CT/Right)

SM01-02 (Sidemarker CT/Left)

SM02-01 (Sidemarker MRI/Right)

SM02-02 (Sidemarker MRI/Left)



MRI RULLATOR



Carbon Ultralight är en MRI-kompatibel rullator som i första hand är avsedd att användas för förflyttning till och från MRI-kameran.

- MRI 3T-kompatibel
- Vikt: 4,8 kg
- Handtagens höjd: 80-95 cm
- Sitthöjd: 61 cm
- Sätets bredd: 47 cm
- Maxvikt: 140 kg

Artikelnummer:

MCR-010lightred (Färg: Röd)

MCR-011opalwhite (Färg: Vit)

MANCHESTER MRI



MRI-anpassad rullstol med fasta armstöd samt antimagnetisk droppställning i ramen. Rullstolen är lättmanövrerad och kan användas för säkra patienttransporter inom MRI-verksamheter.

- MRI 3T-kompatibel
- Sitthöjd: 53 cm
- Sätets bredd: 48 cm
- Hjul med bromsar
- Maxvikt: 165 kg

Artikelnummer: **MANCHESTER-MRI**


SKIFF MRI



Skiff MRI är en antimagnetisk patientvagn helt tillverkad av aluminium och plast med genomtänkta standardfunktioner.

- MRI 3T kompatibel
- Storlek: 210 x 74 cm (L x B)
- Liggyta: 190 x 62 cm (L x B)
- Justerbar höjd: 50-85 cm
- Ryggstöd: 0°-90°
- Hjul med bromsar
- Maxvikt: 165 kg
- PU-madrass tjocklek: 8 cm
- Antimagnetiskt droppställ
- Två fällbara sänggrindar
- Två fixerade styrhandtag

Artikelnummer: **SKIFF-MRI**

The background image is a photograph of a hospital operating room. In the foreground, a woman with blonde hair tied back, wearing a white surgical mask and dark scrubs with glasses hanging from her neck, looks directly at the camera. In the background, two other medical professionals in scrubs and masks are working. A large surgical light is visible at the top of the frame.


| Transaflow

Effektiv, hygienisk och kostnadsbesparande kontrastmedelshantering för CT och MR. Transaflow är ett slutet flerpatientssystem för administrering av kontrastmedel och NaCl. Systemet standardiserar arbetsflödet och kan användas kontinuerligt i upp till 12 eller 24 timmar.

TRANSAFLOW MULTIPATIENT SYSTEM

Transaflow är ett slutet flerpatientssystem för administrering av kontrastmedel och NaCl. Systemet standardiserar arbetsflödet och kan användas kontinuerligt i upp till 12 eller 24 timmar.

- Slutet system – droppfritt och utan tilltäppning
- Patogenbarriär i varje patientlinje
- Endast patientlinjen byts mellan patienter
- Upp till 24 timmars användning
- Mindre avfall och lägre kostnader
- Kompatibelt med alla vanliga injektorer
- Färgkodade slangar för säker hantering
- Renrumsproducerat i Tyskland och DGKH-testat




Systemets komponenter

- 1. Certifierade trycksprutor för 12 och 24 timmars användning med standardanslutningar
- 2. Certifierat, slutet Transaflow Multi-APS kontrastmedelsfyllningssystem för 12 och 24 timmars användning
- 2a. Tillförselledning för kontrastmedel och NaCl finns med olika anslutningar
- 2b. Standardanslutningar på sprutorna med färgkodning (gul = kontrastmedel, blå = NaCl)
- 2c. Fyra högkvalitativa backventiler
- 2d. Självstängande Luer-lock-adapter med slät yta för enkel desinfektion
- 3. Patientslang i olika längder, rak eller spiralformad
- 3a. Integrerad patogenbarriär som förhindrar kontaminering av systemet

TRANSAFLOW 12H


Multi-APS fyllnadssystem vid CT och MRI. Kompatibelt med de flesta injektorer. Kan användas med eller utan NaCl. Maximal användningstid 12 timmar.



Artikelnummer: 2590323

TRANSAFLOW 24H

Multi-APS fyllnadssystem vid CT och MRI. Kompatibelt med de flesta injektorer. Kan användas med eller utan saltlösning. Maximal användningstid 24 timmar.



Artikelnummer: 2590403

TRYCKSPRUTOR

- Volym: 60–200 ml
- För kontrastmedel och NaCl
- Godkända för 12 eller 24 timmars användning



Modell	Modalitet	Specifikation	Användningstid	Artikelnummer	Tillverkarnummer
Medrad Stellant	CT	200 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850100 / 2840100	R100102 / M100102
Medrad Spectris	MR	2 × 65 ml	12 h	2840001	M130102
Medrad Spectris Solaris EP	MR	65 / 115 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850002 / 2840002	M130204 / M100302
Medtron Accutron	CT/MR	200 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850300 / 2840300	R400104 / M400104
Nemoto Dual Shot Alpha 7 (100 ml)	CT	100 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850411 / 2840411	R300101 / M300101
Nemoto Dual Shot Alpha 7 (200 ml)	CT	200 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850412 / 2840412	R300102 / M300102
Nemoto SonicShot 7	MR	60 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850400 / 2840400	R340300 / M340300
Guerbet OptiVantage	CT	200 ml	Upp till 24 h / 12 h	2850500 / 2840500	R200101 / M200101
Bracco EmpowerCTA	CT	2 × 200 ml	Engångsprodukt	2820200	420102

PATIENTLINJE - SPIRAL

Finns i olika längder och i två utföranden: raka och spiralformade. Samtliga Transaflow patientslangar har ett särskilt utvecklat skydd som förhindrar bakteriell och viral kontaminering. Tack vare färgkodningen kan patientslangarna anslutas till multipatientsystemet utan risk för förväxling.



- Artikelnummer:
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 2580437 (150 cm - spiral) | 2580445 (250 cm - spiral) |
| 2580425 (200 cm - spiral) | 2580443 (300 cm - spiral) |

PATIENTLINJE - RAK

Finns i olika längder och i två utföranden: raka och spiralformade. Samtliga Transaflow patientslangar har ett särskilt utvecklat skydd som förhindrar bakteriell och viral kontaminering. Tack vare färgkodningen kan patientslangarna anslutas till multipatientsystemet utan risk för förväxling.



- Artikelnummer:
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 2580436 (150 cm - rak) | 2580501 (250 cm - rak) |
| 2580424 (200 cm - rak) | 2580500 (300 cm - rak) |





| Patientförflyttning

Säkra och ergonomiska patientförflyttningar är en central del av en hållbar vårdmiljö. Vårt sortiment av förflytningsprodukter minskar den fysiska belastningen på personalen samt skapar trygghet och komfort för patienten under förflyttningsmomentet.

MULTI TRANSFER PAD



Multi Transfer Pad är ett absorberande multifunktionellt glidlakan med handtag. De fyra handtagen på varje sida ger ett stabilt grepp vid lyft, drag och förflyttningar.

Med Multi Transfer Pad kan man lyfta patienter upp till 200 kg, samt har glidlakanet en absorptionskapacitet på upp till 4 liter vätska.

- Absorberar upp till 4 liter vätska
- Storlek (L x B): 210 x 80 cm
- Engångs
- Åtta handtag för lätt hantering
- Undersida med låg friktion
- Maxvikt vid lyft: 200 kg

Artikelnummer: **4700181K** (20 st/fp)



TRANSAROLL SILVERBOARD



Transaroll Silverboard underlättar förflyttningar av liggande patienter med minimal ansträngning. Den längre versionen 180 x 50 cm ger stöd under hela patientens kropp.

- Finns i tre storlekar (L x B): 180 x 50 cm, 150 x 60 cm samt miniversion 95 x 50 cm
- Maxvikt: 350 kg
- Vikbar
- Engångs glidöverdrag finns som tillval

.....

Artikelnummer:

- 4500030** (Silverboard 180 x 50 cm, vikbar)
- 4500033** (Silverboard 150 x 60 cm, vikbar)
- 4500034** (Silverboard 150 x 60 cm, ej vikbar)
- 4500028** (Silverboard Mini 95 x 50 cm, vikbar)
- 4500029** (Silverboard Mini 95 x 50 cm, ej vikbar)
- 4500125N** (Glidöverdrag 195 x 56 cm, 100st/rulle)
- 4500126** (Mini Glidöverdrag 100 x 54 cm, 150st/rulle)
- 4400088** (Vägghängd förvaring för glidöverdrag & bräda)




4500030
Silverboard 180 x 50 cm, vikbar

TRANSAROLL HYGIENEBOARD

Ett hygieniskt förflyttningshjälpmedel som underlättar förflyttning av liggande patienter med minimal ansträngning.

- Storlek (L x B): 180 x 50 cm
- Engångs glidöverdrag 180 x 53 cm
- Maxvikt: 200 kg
- Vikbar



Artikelnummer:

4500026 (Transaroll Hygieneboard, ink en rulle glidöverdrag)


4400204 (Glidöverdrag, 60st/rulle)

4400088 (Vägghängd förvaring för glidöverdrag och bräda)

XXL CARRY SHEET

Bärlakanet kan användas för att lyfta eller sidledes förflytta patienter, samt absorberar upp till 3,8 l vätska.

- Storlek (L x B): 210 x 107 cm
- Maxvikt: 350 kg
- Undersida med låg friktion
- Engångs
- Rivsäkra handtag



Artikelnummer: **4700081** (10 st/box)

CM PROSLIDE

Glidskiva med låg friktion för smidiga förflyttningar. Använd två glidskivor och förflytta patienten med draglakan för optimal funktion.

- För glidande patientförflyttningar
- Låg friktion och oval form för enkel applicering
- Storlek (L x B): 86 x 39 cm



Artikelnummer: **CMPRO**

SILVER GLIDER

Lågfriktionsyta som underlättar sittande glidande förflyttningar. Skivans undersida är beklädd med friktionshöjande pads som motverkar att skivan glider under förflyttningen.

- Maxvikt: 180 kg
- Enkel hantering med handtag
- Två storlekar (L x B)



Artikelnummer:

4500414 (67 x 22 cm)

4500415 (85 x 25 cm)

BEASY GLIDER

Med Beasy Glider sitter patienten alltid på samma plats på överföringsskivan vid förflyttning. Beasy Glider är robust och kan bära upp till 200 kg. Vid behov kan rotationsskivan enkelt tas bort från brädan.

- Storlek (L x B): 80 x 26 cm
- Maxvikt: 200 kg
- Smidig och skonsam förflyttning

Artikelnummer: 4411080



BEASY TRANS

Med Beasy Trans sitter patienten alltid på samma plats på överföringsskivan vid förflyttning. Beasy Trans är robust och kan bära upp till 200 kg. Vid behov kan rotationsskivan enkelt tas bort från brädan.

- Storlek (L x B): 102 x 30 cm
- Maxvikt: 200 kg
- Smidig och skonsam förflyttning

Artikelnummer: 4411102





| Kylvästar

Arbete i strålskyddsförkläde under långa pass innebär en betydande värmebelastning för många. Våra kylvästar hjälper din verksamhet ta ett aktivt steg mot en mer hållbar arbetsmiljö. Att arbeta i rätt temperatur kan bidra till ökad koncentration, uthållighet och välbefinnande, faktorer som i förlängningen skapar värde både för personalen och verksamheten.

KYLVÄSTAR

Kylvästarna håller en jämn temperatur om 21 °C eller 24 °C i upp till 2–3 timmar och kan enkelt laddas om för att återanvändas. Den grå västen håller kylan cirka 30–60 minuter längre än den gula. Västarna kan enkelt bäras under röntgenförklädet. Kylvästarna ska förvaras upphängda i kylskåp. Rengör och desinficera västarna med alkohol upp till 50% eller med mild tvällösning.

Kylvästarna består av förnybart, biobaserat Phase Change Material (PCM) med vegetabiliskt ursprung. Innehållet är helt ofarligt och 100% biologiskt nedbrytbart.



GUL VÄST

Konstant temperatur 21 °C
Cirka 2 timmar



GRÅ VÄST

Konstant temperatur 24 °C
Cirka 2,5 - 3 timmar



Ökad komfort



Förvaras upphängda i
tillhörande kyl



Återanvändbara



Avtorkningsbara

Artikelnummer:

COOLOVER21C
Väst med temperaturkapacitet 21°C

COOLOVER24C
Väst med temperaturkapacitet 24°C

VÄSTKYL-SMALL
Kylskåp anpassad för upp till 12 västar

VÄSTKYL-LARGE
Kylskåp anpassad för upp till 24 västar



EFEKTIV KYLA
Jämn temperatur upp
till 2-3 timmar



FLEXIBEL DESIGN
One Size med justerbar
passform för ökad komfort



**HÅLLBAR &
ÅTERANVÄNDBAR**
Innehåller förnybara, biobaserade
Phase Change Material. 100%
biologiskt nedbrytbart innehåll



LÄTT ATT RENGÖRA
Rengör och desinficera västarna
med upp till 50% alkohol eller
med mild tvällösning

| Strålskydd

Bra strålskydd är en förutsättning för en trygg och hållbar arbetsmiljö. Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av strålskyddsprodukter från den välrenommerade leverantören MAVIG. Med över 100 års erfarenhet i branschen är MAVIG känt för sin höga kvalitet och tekniska precision. Sortimentet omfattar allt från personburna strålskydd såsom förkläden, thyroideaskydd och glasögon till tekniska lösningar som takhängda strålskydd, mobila röntgenskärmar samt underbordsskydd.




RA660



- Frontförkläde
- Ergonomisk och viktavlastande stretchfunktion
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka, kylfickor front
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA660**




RA631



- Kjol och väst
- Skydd för framsida och baksida
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka, kylfickor front och rygg, externt viktavlastande bälte
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA631**




RA631V



- Väst anpassad för kvinnors anatomi
- Skydd för framsida och baksida
- Åtsittande ärmhål för skydd av bröstvävnad
- Insydd stretchfunktion ger viktavlastning
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka, kylfickor front och rygg, externt viktavlastande bälte
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA631V**



RA641



- Förkläde utformat för sittande personal
- Viktavlastande stretchbälte
- Skyddande lamell mellan benen
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA641**



RA645



- Frontskyddande kjol och väst
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA645**



Titan Blue Admiral Regatta Curacao Arctic

RA632



- Heltäckande rock
- Skydd för framsida och baksida
- Ergonomiskt och viktavlastande stretchbälte
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA632**

RA636



- Rock anpassad för kvinnlig anatomi
- Åtsittande ärmhål för skydd av bröstvävnad
- Skydd för framsida och baksida
- Externt viktavlastande stretchbälte
- Erbjuds i olika storlekar (XS-XXXL), färger, längder samt pb-värde (0,25/0,35/0,5)
- Tillval: brodyr, bröstficka
- Tre års garanti

Artikelnummer: **RA636**



Olive Lilac Orchidee Onyx Terra

RA614



- Thyroideaskydd
- Pb 0,5 som standard
- Erbjuds i olika färger
- Kardborrelås eller magnetlås
- Standardstorlek 32-45 cm

Artikelnummer:

RA614KL (Kardborrelås)

RA614MA (Magnetlås)



Strålskyddsglasögon **BR125**
Flint Stone

BR125



Flint Stone



Sahara

- Overfit-model kan bäras utanpå egna glasögon
- Valbara färger: Flint Stone och Sahara
- One size
- Lateralt skydd
- Pb 0,5
- Vikt: 140 g
- Flexibel anpassning med justerbara bågar

Artikelnummer: **BR125**

BR126



Cocoa/Light Blue



Sandstone/Orange



Stardust/Curacao

- Kundfavorit
- Valbara färger: Cocoa/Light Blue, Sandstone/Orange och Stardust/Curacao
- Storlekar: S/M och L
- Lateralt skydd
- Pb 0,5 som standard
- Vikt: 80 g
- Slipning anpassas efter optikerrecept

Artikelnummer: **BR126**

BR119



- Valbara färger: Silver eller Black
- Slipning anpassas efter optikerrecept
- Pb 0,75
- Vikt: 65 g

Artikelnummer: **BR119**

BR320



- Färg: Sunset Red
- Slipning anpassas efter optikerrecept
- Pb 0,5 som standard
- Vikt: 65 g
- Lateral skydd

Artikelnummer: **BR320**

BR323



- Färg: Seaside Blue
- Slipning anpassas efter optikerrecept
- Pb 0,5 som standard
- Vikt: 65 g
- Lateral skydd

Artikelnummer: **BR323**



Strålskyddsglasögon **BR320**
Sunset Red

BRV500

- Helt strålskyddsvisir
- One Size
- Lätt att justera efter huvudstorlek
- Pb 0,1

Artikelnummer: **BRV500**



BRV501

- Halvt strålskyddsvisir
- One Size
- Lätt att justera efter huvudstorlek
- Pb 0,1

Artikelnummer: **BRV501**



STRÅLSKYDDSHANDSKAR

- Sterila
- Pb 0,04
- Storlek 6,5 – 9,0
- Levereras i 5-pack

Artikelnummer:

Storlek 6,5 - **HS10065**

Storlek 7,0 - **HS10070**

Storlek 7,5 - **HS10075**

Storlek 8,0 - **HS10080**

Storlek 8,5 - **HS10085**

Storlek 9,0 - **HS10090**



GONADSKYDD

- Två storlekar: vuxen och barn
- Pb 1,0
- Tillhörande hygienskydd i två storlekar

Artikelnummer:

RP2801E
(Gonadskydd vuxen)

RP-HYG-CM
(Tillhörande hygienskydd, 100 st till RP2801E)

RP2801K
(Gonadskydd barn)

RP-HYG-CK
(Tillhörande hygienskydd, 100 st till RP2801K)



MOBILT HÄNGSYSTEM - AW42610

- Hängsystem för 10 förkläden
- Storlek (H x B x D): 155 x 110 x 97 cm
- Maxvikt: 150 kg
- Hjulbromsar för parkering
- Tillval: Korg på sidan

Artikelnummer:

AW42610
AW426S (Korg, max två per sida)



MOBILT HÄNGSYSTEM - AW42605

- Hängsystem för fem förkläden
- Storlek (H x B x D): 155 x 59 x 97 cm
- Maxvikt: 75 kg
- Hjulbromsar för parkering
- Tillval: Korg på sidan

Artikelnummer:

AW42605
AW426S (Korg, max två per sida)



VÄGGMONTERAT HÄNGSYSTEM - AW415



AW41502



AW41503



AW41506

Artikelnummer:

AW41502
(För 1-2 förkläde, maxvikt 30 kg)
AW41503
(För 1-3 förkläde, maxvikt 45 kg)
AW41506
(För 1-6 förkläde, maxvikt 90 kg)
AW106
(Mavig galge till förkläde)

VÄGGMONTERAT HÄNGSYSTEM - AW419

- Hängsystem för fem förkläden
- Maxvikt: 75 kg
- Vänster- respektive högerriktat system

Artikelnummer:

AW419L2
(Vänsterriktat)
AW419R2
(Högerriktat)



AW419L2

AW419R2



Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av strålskyddsprodukter från MAVIG. I sortimentet finns även monitorhållare och lampor. Med över 100 års erfarenhet i branchen är MAVIG känt för sin höga kvalitet och tekniska precision. Sortimentet omfattar allt från personburna strålskydd såsom förkläden, thyroideaskydd och glasögon till tekniska lösningar som takhängda strålskydd, mobila röntgenskärmar samt underbordsskydd.

WD2571



Höj- och sänkbart strålskydd med transparent övre sektion för god sikt. Den övre delen har Pb 0,5 och en bredd på 70 cm, medan den nedre sektionen har Pb 1,0 och en bredd på 77 cm. Höjden kan justeras mellan 115 och 188 cm.

- Transparent överdel
- Höj och sänkbar 115-188 cm
- Lättjusterad
- Överdel Pb 0,5 (bredd 70 cm)
- Underdel Pb 1,0 (bredd 77 cm)
- Tillval: accessoarskena, sterilskydd

Artikelnummer:

WD2571
(Mobilt strålskydd)

601020
(Sterilskydd, 20 st/fp)

WD504



Finns i flera olika utföranden med bredder från 70–170 cm och består av en övre sektion med transparent blyglas. WD504 erbjuds i Pb 0,5 eller Pb 2,0.

- Höjd: 195 cm
- Valbar bredd: 70/80/90/100/110/120/130 /140/150/160/170 cm
- Valbart Pb värde: 0,5 eller 2,0
- Fönster: Pb 2,0
- Storlek på fönster varierar beroende av röntgenskärmens bredd

Artikelnummer: **WD504**

WD204



Finns i flera olika utföranden med bredder från 70 cm – 170 cm och har ett fönster i blyglas. WD204 erbjuds i Pb 0,5 eller Pb 2,0.

- Höjd: 195 cm
- Valbar bredd: 70/80/90/100/110/120/130 /140/150/160/170 cm
- Valbart Pb: 0,5 eller 2,0
- Fönster: Pb 2,0
- Storlek på fönster varierar beroende av röntgenskärmens bredd

Artikelnummer: **WD204**

WD261



Det kompakta, anatomiskt anpassade strålskyddet möjliggör en tät passform. Användaren kan med enkelhet justera höjden på skyddet till sin önskade arbetsposition. Tillhörande sterilskydd kan användas för att möta strikta hygienrutiner.

- Höj och sänkbar 106 – 136 cm
- Lättmanövrerad
- Pb 0,5
- Tillhörande sterilskydd

Artikelnummer:

WD26105
(Mobilt strålskydd WD26105 inklusive en fp sterilskydd)

WD26105-S
(Mindre version, höj och sänkbar 91 -121 cm, inklusive en fp sterilskydd)

STEА-WD261
(Sterilskydd, 20 st/fp)

WD604

Maximalt skydd på minimal yta. Optimera arbetsytan med vikbara WD604. Den fyrdelade konstruktionen ger hög flexibilitet. Idealisk för arbetsmiljöer med brist på utrymme.

- Vikbar och platsbesparande konstruktion
- Enkel att flytta och anpassa efter arbetsytan
- Fyra sammankopplade paneler
- Finns med eller utan blyglasfönster
- Pb 1,0
- Fönster: Pb 2,0
- Storlek (H x B): 202 x 202 cm

Artikelnummer:

WD604-0
(Mobilt vikbart strålskydd med fyra paneler utan blyglasfönster)

WD604-2
(Mobilt vikbart strålskydd med fyra paneler inklusive blyglasfönster)



Praktisk och platsbesparande design. Den fyrdelade konstruktionen ger hög flexibilitet och gör skyddet lätt att anpassa efter olika arbetsmiljöer.

UT6020



Underbordsskydd som kan placeras på bordets båda långsidor. En rörlig adapter gör att skyddet kan placeras så nära bordet som möjligt, samt på vissa bord vikas in för att skydda vid bordets kortsida/huvudända. Strålskyddspanelerna anpassar sig till en bordslutning upp till 15°.

- Kan placeras på båda sidor av bordet
- Kan ofta vikas in vid bordets kortsida
- Passar bordsräls 7 x 25 - 10 x 30 mm
- Avtagbart överbordsskydd (31 cm)
- Höjd: 75 cm + 31 cm
- Bredd: 69 cm (exkl. adapter)
- Pb 0,5
- Väggh monterat stativ ingår för förvaring

Artikelnummer: **UT6020**

UT70




(WS, 60 cm) (NS, 25 cm) (MS, 85 cm)

Flexibelt underbordsskydd som byggs efter behov med olika sektioner upp till 162 cm i bredd. Varje skydd utgår från delen Main Shield (MS) och byggs därefter i olika kombinationer.

- Kan placeras på bordets båda sidor
- Ej avsedd för tiltande bord
- Välj Main Shield (MS) efter befintlig skena
- Passar bordsrälsar : 7,7 x 25, 9 x 25 eller 10 x 25 mm
- Höjd: 79 cm + 23 cm
- Byggs i sektioner upp till 162 cm i bredd
- Pb 0,5
- Bordsräls minimum 60 cm krävs för installation
- Tillval: vägghängt stativ för förvaring

Artikelnummer: **UT70**

UT30



Enskilda och flexibla strålskyddspaneler som enkelt kan hängas på bordskenan och kombineras efter behov. UT30-paneler kan utgöra hela underbordsskyddet eller också kombineras med annat underbordsskydd för att täcka specifika områden på bordet.

- Valbara storlekar (H x B):
60 x 29 cm, 75 x 29 cm och 90 x 29 cm
- Pb 0,5
- Passar alla vanliga bordsskenor
- Kompatibla med lutande bord
- Levereras 3 st paneler/set eller separat

Artikelnummer:

UT3060SET
(Set med 3 paneler, (60 x 29 cm)

UT3075SET
(Set med 3 paneler, (75 x 29 cm)

UT3090SET
(Set med 3 paneler, (90 x 29 cm)

WD260



Mobilt underbordsskydd på hjul är en flexibel lösning när bordsmonterade system inte är möjligt att använda.

- Mobilt underbordsskydd
- Överlappande paneler
- Två avtagbara överbordsskydd ingår (H) 19/26 cm
- Storlek utan överbordsskydd (H x B): 100 x 82,5 cm
- Storlek med överbordsskydd (H x B): 119/126 x 82,5 cm
- Pb 0,5

Artikelnummer: **WD260/100/81/E**

IMAGE SAFELY

Image Safely-konceptet skapar en utökad skyddszon som effektivt reducerar spridd strålning och förbättrar arbetsmiljön vid interventionella ingrepp.

Röntgenskärmen OT58001 i kombination med underbordsskydd och patientdraperingar kan reducera sekundärstrålningen med upp till 98 %, samtidigt som flexibilitet och rörelsefrihet bibehålls.

Med Image Safely flyttas fokus från personburet skydd till integrerad avskärmning, vilket kan möjliggöra en reduktion av blyekvivalenten i den personburna skyddsutrustningen. Detta kan minska belastningen på vårdpersonalen utan att kompromissa säkerheten. Eventuella förändringar av skyddsutrustning ska alltid förankras och godkännas av ansvarig sjukhusfysiker.

- Upp till 98 % reduktion av spridd strålning
- Möjliggör för potentiellt lägre vikt och Pb värde av personburet skydd
- Utökad och säkrare rörelsefrihet
- Enkel integration i befintliga rum med Portegra2-system

OT58001

Den takhängda röntgenskärmen OT58001 består av två sammanlänkade sektioner som ansluts med en skyddslamell mellan blyakrylskärmarna. Skärmen är utformad med ett kroppsformat urtag och lameller i nederkant för optimal anslutning mot patienten. Skärmen kan sterilkläs och är enkel att installera i utrymmen där ett Portegra2-system redan finns.

- Total bredd: upp till 170 cm
- Vänster skydd: 90 x 78 cm (H x B)
- Höger omvänt skydd: 90 x 78 cm (H x B)
- Anslutande duk med tryckknappar: 24 cm (B)
- Pb 0,5

Artikelnummer:

OT58001
Två röntgenskärmar (OT58B01V50, OT58B01IV50) med en sammanbindande lamell (BG-OT58B015AM) inklusive två Portegra2-armar (OT60U030) 75/91 cm.
Två fp sterilskydd (STEA-OT4, STEA-OT8) ingår.

STEA-OT8
50 st sterilskydd för skärm inklusive sammanbindande lamell

STEA -OT4
50 st sterilskydd för skärm utan sammanbindande lamell



Image Safely skapar en effektiv skyddszon som reducerar spridd strålning och möjliggör ökad rörelsefrihet vid interventionella ingrepp.



Takhängd skärm **OT54001** med tillhörande patientdraperingar.

OT54001



OT54001 har lameller i underkant för ökat skydd och optimal positionering. För att minska sekundärstrålningen ytterligare kan tillhörande draperingar användas: ST-RZ5AMM/ST-FS5AMM.

- Storlek: 90 x 78 cm (H x B)
- Pb: 0,5
- Valbar i spegelvänd version

Artikelnummer:

OT54001
(Röntgenskärm inklusive vikthanpassad Portegra2-arm 75/91 cm och 50 st sterilskydd)

OT94001
(Röntgenskärm inklusive vikthanpassad Portegra2-arm 95/91 cm och 50 st sterilskydd)

STEА-OT4
(50 st sterilskydd)

DRAPERINGAR



ST-FS5AMM



ST-RZ5AMM

Draperingar för radialis- och femoralisinterventioner, kompatibla med takhängd röntgenskärm OT54001. Enkla att placera och omplacera med tillhörande sterilskydd.

- Storlek femoralisdrapering: 75 x 36 cm
- Storlek radialisdrapering: 75 x 40 cm
- Pb: 0,5
- 50 st sterilskydd ingår

Artikelnummer:

ST-FS5AMM
(Femoralisdrapering, inklusive 50 sterilskydd)

ST-RZ5AMM
(Radialisdrapering, inklusive 50 sterilskydd)

STEА-FSAM
(50 st sterilskydd för femoralisdrapering)

STEА-RZAM
(50 st sterilskydd för radialisdrapering)

AW412
(Väggmonterad hängare för draperingar)

OT81001



OT81001 möjliggör arbete runt och under skärmen. Sterilskydden appliceras på den nedre tredjedelen av skärmen och underlättar fri sikt genom den övre delen. Skärmen reducerar framförallt sekundärstrålningen mot användarens huvud/ögon.

- Storlek: 42 x 28 cm (H x B)
- Pb: 0,5
- 50 sterilskydd ingår

Artikelnummer:

OT81001
(Röntgenskärm inklusive viktanpassad portegra2-arm 75/91 cm och 50 st sterilskydd)

OT91001
(Röntgenskärm inklusive viktanpassad portegra2-arm 95/91 cm och 50 st sterilskydd)

STEА-OT6
(50 st sterilskydd)

OT50001



Mavigs takhängda röntgenskärm OT50001 med förinställd Portegra2-arm är mindre än OT54001 och har utskuren underdel för patientnära positionering.

- Storlek: 76 x 60 cm (H x B)
- Pb: 0,5
- 50 sterilskydd ingår

Artikelnummer:

OT50001
(Röntgenskärm inklusive viktanpassad portegra2-arm 75/91 cm och 50 st sterilskydd)

OT90001
(Röntgenskärm inklusive viktanpassad portegra2-arm 95/91 cm och 50 st sterilskydd)

STEА-OT5
(50 st sterilskydd)

TAKPELARE / KOLUMNOR



Takpelare för stationära installationer eller montering i takskena. Erbjuds i olika längder och utföranden, för både elektrifierade och icke elektrifierade installationer.

Artikelnummer:

TS20/20/21/22/23
(Stationär 360°/235° takpelare, 100/85/65/58 cm)

TS20/01/02/03/04/05
(Stationär 235° tvillingtakpelare, 100/85/58/65/46 cm)

TS23/20/21/22
(Stationär 360°/235° TriPin takpelare, 100/85/58 cm)

TS20/31/32
(Takpelare 360°/235° på vagn för takskena, 80/57 cm)

TS15/01/02/03
(Tvillingtakpelare 235° på vagn för takskena, 80/58/46 cm)

TS15/011/021/031
(Tvillingtakpelare 235° på vagn för takskena med stötdämpare, 80/58/46 cm)

TS20/311/321
(Takpelare 360° på vagn för takskena med stötdämpare, 80/57 cm)

TAKSKENOR - TS100



MAVIGs takskenssystem erbjuder flexibel positionering av medicinteknisk utrustning. Systemet rör sig mjukt och stabilt med minimal kraft, även efter många års intensiv användning. Takskenorna möjliggör flexibel användning av exempelvis strålskydd, lampor och annan takhängd utrustning.

Takskenorna finns i standardlängder på 2,5 och 4,0 meter och kan utrustas med kabelhållare och flera vagnar i samma skena för ökad flexibilitet och funktionalitet.

Artikelnummer:

TS1001
(Takskena 250 x 33,5 cm)

TS1002
(Takskena 250 x 33,5 cm, kabelspole för lampa)

TS1005
(Takskena 400 x 33,5 cm)


TS1006
(Takskena 400 x 33,5 cm, kabelspole för lampa)



HYBRID CENTRAL AXIS 2.0

Hybrid Central Axis är utrustat med extra långa armar som ger systemet en utökad räckvidd. Detta är särskilt användbart i dagens multifunktionella rum med begränsat takutrymme. Systemet kan stödja armar upp till 225 + 91 cm, där varje arm kan bära upp till 21 kg. Flera olika armlängder gör att HCA erbjuder stor flexibilitet för rumsplanering och placering av utrustning oavsett om systemet är elektrifierat eller inte.

- Extra långa armar för stor arbetsradie
- För en eller två slutenheter, vardera upp till 21 kg
- Anpassningsbar och flexibel undertakskonstruktion
- Valbara armlängder 75-225 cm + 91 cm
- Elektrifierade eller icke elektrifierade armar
- Välj slutenheter efter behov, exempelvis röntgenskärm och/eller lampa




| Monitorhållare & Lampor

Lampor och monitorhållare från MAVIG är utvecklade för att skapa optimala arbetsförhållanden i röntgen- och operationsmiljöer. LED-tekniken ger naturlig färgåtergivning och hög ljusstyrka för förbättrad visualisering. Monitorlösningarna erbjuder hög stabilitet och flexibilitet för daglig användning. Sortimentet omfattar både takhängda och mobila lösningar.

MAVIG

Emergency Patient



15
1 cm
25:34 min
212.36 mGy
0.08 mGy/min

BARCO

GD4210



GD4210 kan hålla en bildskärm upp till 27" (vissa fall även upp till 31"). Det stora böjda styret skyddar monitorn och underlättar placering.

- För en monitor
- Maxvikt: 15 kg
- VESA 75/100 kompatibel
- Externt kablad
- Monteras med en Portegra arm 75/95 + 91 cm
- Portegra arm beställs separat

Artikelnummer:

- GD4210** (För en monitor upp till 19")
- GD4210-L** (För en monitor upp till 21/24")
- GD4210-XL** (För en monitor upp till 27")

GD4220



GD4220 rymmer upp till två 26" skärmar. Det stora böjda styret skyddar bildskärmarna och ger möjlighet för snabb, enkel och flexibel positionering i kombination med en takhängd Portegra arm.

- För två monitorer
- Maxvikt: 15 kg
- VESA 100 kompatibel
- Externt kablad
- Monteras med en Portegra arm 75/95 + 91 cm
- Portegra arm beställs separat

Artikelnummer:

- GD4220** (För två monitorer upp till 19")
- GD4220-L** (För två monitorer upp till 21/24")
- GD4220-XL** (För två monitorer upp till 24/26")

GD60



GD60 är riktigt robust och utformad för att rymma upp till 8 bildskärmar och 120 kg. Till GD60 kan man använda monitorer upp till 60". Den erbjuds som stationär installation med enkel eller dubbelarm för ökad mobilitet.

- Kan hålla 1, 4 eller 8 monitorer
- Maxvikt: 120 kg
- Välj singelarm 124 cm längd eller dubbelarm 100 + 124 cm för extra räckvidd och flexibilitet

Artikelnummer: **GD60**

MD71



MD71 är ett mobilt system som kommer till användning när möjligheten för takmonterade system är begränsad.

- Kan hålla 1 - 3 monitorer
- Maxvikt: 12 kg per VESA adapter
- VESA 75/100 kompatibel
- Kan internkablas via kolumnans bas
- Fyra hjul med bromsar
- Justerbart handtag för enkel positionering

Artikelnummer:

- MD711** (För en monitor upp till 32")
- MD712** (För två monitorer upp till 27")
- MD713** (För tre monitorer upp till 27")

YLED-1F

Undersökningslampa med integrerad strömförsörjning och flerfacks-linssystem som minimerar skuggor och ger optimal belysning.


- 70,000 Lux
- IP44
- Steriliserbart handtag
- Smidig positionering och fokusering
- 360° rotation
- Ansluts till Portegra2 armsystem eller erbjuds som mobilt alternativ
- Inbyggd strömförsörjningsenhet i lamphuvudet

Artikelnummer: **YLED-1F**

Användarvänlig kontrollpanel och steriliserbart handtag.



17 högpresterande LED-moduler levererar upp till 70 000 lux med minimal värmeutveckling. Energieffektiv teknik och en livslängd på minst 50 000 timmar minskar drift- och underhållskostnader.



| Operation

Operationsmiljön kräver produkter som uppfyller höga krav på precision, hygien och tillförlitlighet. Med vårt sortiment vill vi underlätta patientsäkra och effektiva arbetsprocesser där varje komponent har betydelse.

BI-PAD ANTIGLIDMADRASS



Bi-Pad är en antiglidmadrass som motverkar att patienten glider på operationsbordet. Genom att kraftigt öka friktionen säkerställs en trygg positionering vid ingrepp som kräver Trendelenburgposition, till exempel gynekologiska, kolorektala och urologiska operationer.

Madrassen finns i flera utföranden för att möta olika behov och skapa bästa möjliga förutsättningar under varje operation.

- Antiglidmadrass inklusive spännband, thoraxbälte och lakan ingår i varje set
- Engångsprodukt
- Tillhörande armstöd med förankringsmöjlighet är valbart

ANTIGLIDMADRASS

- Antiglidmadrass, spännband, thoraxbälte och lakan ingår i varje set
- Storlek (L x B x H): 90 x 52 x 3 cm
- 10 set/fp

Artikelnummer: SOO2815V-KIT



ANTIGLIDMADRASS

- Antiglidmadrass, armstöd, lakan, spännband och thoraxbälte ingår i varje set
- Storlek (L x B x H): 90 x 52 x 3 cm
- 5 set/fp


Artikelnummer: SOO6820



ANTIGLIDMADRASS

- Antiglidmadrass med utskärning, lakan, spännband och thoraxbälte ingår i varje set
- Tillval: armstöd
- Storlek (L x B x H): 80 x 52 x 3 cm
- 10 set/fp


Artikelnummer: SOO2815V-KIT-I



ANTIGLIDMADRASS LARGE

- Antiglidmadrass, spännband, lakan och thoraxbälte ingår i varje set
- Tillval: armstöd
- Storlek (L x B x H): 180 x 52 x 3 cm
- 5 set/fp

Artikelnummer: SOO2815VKITL



FIXATIONSBAND

- Engångs
- Vadderad med polyuretanskum
- Kardborreförslutning
- Storlek: 140 x 8 cm



Artikelnummer: **SOO2815B8** (150 st/st)

FIXATIONSBAND EXTREMITET

- Engångs
- Vadderad med polyuretanskum
- Kardborreförslutning
- Storlek: 64 x 5 cm



Artikelnummer: **SOO2814** (50 st/st)

FIXATIONSBAND

- Engångs
- Kardborreförslutning
- Finns i tre storlekar



Artikelnummer:

SOO2819A (220 x 10 cm, 64 st/st)

SOO2819B (150 x 10 cm, 80 st/st)

SOO2819C (120 x 10 cm, 64 st/st)



OCTO-POS THORAXKUDDE BUKLÄGE

Avtagbara 5 cm distanser för anpassning till olika patientstorlekar. Basen möjliggör flexibel positionering och säker förankring av varje enskild modul.

- Kudde för operationer i bukläge
- Anpassningsbar efter patientens storlek
- Standard storlek (L x B x H): 75 x 45 x 11 cm
- 5 cm standard distanser ingår
- Tillval: 2,5 cm distanspaket



Artikelnummer: **SOO3800N**

THORAXKUDDE

- För operationer i bukläge
- Minskar tryck över buk
- Finns i två storlekar (L x B x H)



Artikelnummer:

SOO3800 (80 x 50 x 12 cm)

SOO3800S (80 x 46 x 10 cm)

HUVUDKUDDE

- Huvudkudde för bukläge
- Engångs
- Tillval: akrylspiegel



Artikelnummer:

SOO2816 (12 st/fp)

SOO2W816 (Akrylspiegel)

HUVUDSTÖD "BEACH CHAIR"

- Engångsstöd för positionering av huvud i beach chair-position
- Justerbart system med kardborrefästen
- Mjuk och ventilerande högdensitetsskum



Artikelnummer: **SOO2834** (10 st/fp)

HUVUDSTÖD

- Huvudstöd med skåra och valbart hål
- Engångs
- Flexibel användning
- Vakuumpförpackad
- Storlek (L x B x H): 23 x 23 x 10 cm



Artikelnummer: **SOO2803** (70 st/fp)

DONUT - HUVUDSTÖD

- Engångs
- Anpassningsbar efter huvudstorlek
- Vakuumpförpackad
- Storlek: 23 x 5 cm



Artikelnummer: **SOO2800** (70 st/fp)

ARMSTÖD

- Engångs
- Vakuumpförpackad
- Levereras parvis (25 par)
- Storlek (L x B x H): 61 x 13 x 7 cm



Artikelnummer: **SOO2805** (50 st/fp)

KILFORMAD POSITIONERINGSKUDDE 45°

- Positioneringskudde för sidopositionering
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Svart friktionsgivande undersida
- Vinkel: 45°
- Erbjuds i fyra olika längder (L x B x H)

Artikelnummer:

CMP20S (20 x 25 x 13 cm)

CMP40S (40 x 25 x 13 cm)

CMP50S (50 x 25 x 13 cm)

CMP60S (60 x 25 x 13 cm)



KILFORMAD POSITIONERINGSKUDDE 30°

- Kilformad positioneringskudde för sidopositionering
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Svart friktionsgivande undersida
- Storlek (L x B x H): 40 x 24 x 12 cm
- Vinkel: 30°

Artikelnummer: **CMPF40S**



JUSTERBAR POSITIONERINGSKUDDE

- Pumpas upp och anpassas manuellt
- Underlättar lyft och vridning av patienter
- Lämplig vid höftoperationer, thorakotomi, axelartroskopi och njurkirurgi
- Storlek (L x B): 56 x 25 cm

Artikelnummer: **SOO4800**



HÖGLÄGESKUDDE

- Höglägeskudde för underben
- Skålformad och mjuk
- Tryckavlastande
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Finns i två längder (L x B x H)

Artikelnummer:

CMPORTO60 (60 x 30 x 22 cm)

CMPORTO80 (80 x 30 x 22 cm)



HÖGLÄGESKUDDE

- Höglägeskudde för underben
- Plan och formfast
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Finns i två längder (L x B x H)

Artikelnummer:

CMPORTO60H (60 x 22 x 22 cm)

CMPORTO80H (80 x 22 x 22 cm)



HÖGLÄGESKUDDE

- Höglägeskudde för underarm
- Mjuk och tryckavlastande
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Två fixationsband

Artikelnummer: **CMPARM**



KNÄKUDDE - HALVCYLINDER

- Erbjuds som mjuk eller formfast
- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Erbjuds i två storlekar (L x B x H)

Artikelnummer:

- CMPLKM40** (Mjuk knä kudde, 40 x 17 x 8 cm)
- CMPLKH40** (Formfast knä kudde, 40 x 17 x 8 cm)
- CMPLKM25** (Mjuk knä kudde, 25 x 17 x 8 cm)



KNÄKUDDE

- Avtorkningsbart PU-överdrag
- Storlek (L x B x H): 45 x 31 x 17 cm

Artikelnummer: **CMPKK**



GELMADRASS

- Tryckavlastning på operationsbord
- Röntgentransparent
- Gelen läcker inte ut vid skada
- Fler storlekar kan erbjudas

Artikelnummer:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| SOO1837C-1 (50 x 50 x 1,5 cm) | SOO1837M-1 (15 x 35 x 1,5 cm) |
| SOO1837D-1 (50 x 25 x 1,5 cm) | SOO1837N-1 (70 x 50 x 1,5 cm) |
| SOO1837H-1 (50 x 45 x 1,5 cm) | SOO1837O-1 (70 x 45 x 1,5 cm) |
| SOO1837J-1 (183 x 50 x 1,5 cm) | SOO1837P-1 (15 x 50 x 1,5 cm) |
| SOO1837K-1 (117 x 50 x 1,5 cm) | |



HUVUDSTÖD - GEL

- Huvudstöd i gel
- Finns i tre storlekar (L x B x H)
- Avtorkningsbara

Artikelnummer:

- SOO1802S** (9 x 4 x 2 cm)
- SOO1802M** (14 x 6 x 3,5 cm)
- SOO1802L** (20 x 7,5 x 4,5 cm)



HUVUDSTÖD - GEL

- Huvudstöd i gel
- Finns i fyra storlekar (L x B x H)
- Avtorkningsbara

Artikelnummer:

- SOO1800S** (9 x 4 x 2 cm)
- SOO1800M** (14 x 6 x 3,5 cm)
- SOO1800L** (20 x 7,5 x 4,5 cm)
- SOO1800XL** (20 x 7,5 x 7,5 cm)



LATERAL POSITION - GEL

- Gelkudde för lateral position
- Storlek (L x B x H): 72 x 50 x 16 cm
- Avtorkningsbar

Artikelnummer: **SOO1820**



SANDSÄCKAR

Sandsäckar Harriet Flex och Harriet Enkel ger stabilisering och stöd vid undersökningar, och kan underlätta positionering. Vikt: 2,5 kg.

Artikelnummer:

SA0102 (Harriet Flex, 70 x 10 cm)

SA0103 (Harriet Enkel, 35 x 13 cm)



Harriet Flex

Harriet Enkel

GONGOLO

- Hjälper patienten att sitta upp
- Integrerade armstöd
- Ger stöd för bättre hållning
- Storlek (B x H x D): 63 x 45 x 80 cm
- Avtorkningsbart PU-överdrag



Artikelnummer: PG01503

KLISTERMATTOR

Vid placering i entréer och passager är klistermattor till stor hjälp vid rutinmässig rengöring och underhåll. Klistermattor ansamlar smuts från både vagnhjul och skosulor m.m.

- 30 lager/matta
- Färg: blå
- Erbjuds i flera storlekar (L x B)



Artikelnummer:

3L41/B (115 x 45 cm, 8 mattor/fp)

3L61/B (115 x 60 cm, 8 mattor/fp)

3L91/B (115 x 90 cm, 8 mattor/fp)

T-RING

Tourniqueten med universell passform för fingrar och tår. Ger omedelbar hemostas med ett kontrollerat tryck (150–165 mmHg), oberoende fingerstorlek.

- One-Size-Fits-All tourniquet
- För fingrar och tår
- Slide-on applicering
- Engångs
- Steril



Artikelnummer: TR-002 (T-RING FLEX 25 st/fp)

READY HEAT - VÄRMETÄCKE

- Inget behov av elektricitet
- Maximal mobilitet
- Syreaktiverat
- Finns i två varianter
- Engångs



Artikelnummer:

G12RH2 (8-10 min uppvärmning 38°C, 8 st/fp)

SB9RH9120 (15-20 min uppvärmning 40°C, 10 st/fp)

HEDDA SUPPORT TABLE

Lättanvänt avlastningsbord vid exempelvis insättning av PVK eller vid blodprovstagning. Genom att föra in bordet under patientens madrass, så får man en användbar avlastningsyta.


- Portabel avlastningsyta
- Bordsytans storlek (L x B): 25 x 15 cm



Artikelnummer: HST-019

| Akutsjukvård

Vi erbjuder noggrant utvalda produkter för akutsjukvården utvecklade för att möta höga krav på kvalitet, funktion och tillförlitlighet. Genom nära samarbeten med vårdpersonal och ledande leverantörer erbjuder vi lösningar som gör skillnad när varje sekund räknas.



CM TRAUMAMATTRESS

CM Traumamattress är en intrahospital traumamadrass. Den används för att underlätta förflyttningar, hantering samt rörelsebegränsning av traumapatienter.

- CT- kompatibel
- Underlättar effektiva och säkra förflyttningar
- Tryckavlastande liggyta
- Styv kolfiberkärna för hög stabilitet
- Ergonomiska grepplister
- Lågfriktionsundersida
- Storlek: 200 x 53 cm



Artikelnummer CM TraumaMattress:

- CMTRM** (Traumamadrass - Vuxen)
- CMTR3/4** (Kroppsremmar, 4 st, knäppfästen)
- CMTR2S** (Sidostabiliseringskuddar, 4 st/fp)

Artikelnummer CM TraumaMattress Mini:

- CMTRMM** (Traumamadrass - Barn, 142 x 44 cm)
- CMTR3M/4** (Kroppsremmar, 4 st, knäppfästen)
- CMTR2S** (Sidostabiliseringskuddar, 4 st/fp)

MULTI TRANSFER PAD

Absorberande glid- och lyftlakan med åtta handtag.

- Absorberar upp till 4 liter vätska
- Storlek (L x B): 210 x 80 cm
- Engångs
- Åtta handtag för lätt hantering
- Undersida med låg friktion
- Maxvikt för lyft: 200 kg



Artikelnummer: **4700181K** (20 st/fp)

CM T-FIX HUVUDFIXATION

Huvudfixation för CM Traumamattress.

- Spinal rörelsebegränsning
- Engångs
- Ingår: hätta, två hak/pannband samt fixationskudde



Artikelnummer:

- CMTFIX** (25 st/fp, fixationskudde 6,5 cm hög)
- CMTFIX-KS** (25 st/fp, fixationskudde 9 cm hög)

CM TRAUMACOVER

Huvudfixation för CM Traumamattress med integrerat absorberande engångslakan

- Spinal rörelsebegränsning
- Engångs
- Minskar värmeförlust
- Absorberar vätska
- Finns i barnstorlek
- Ingår hätta med integrerat absorberande engångslakan, två hak/pannband samt fixationskudde



Artikelnummer:

- CMCOVER** (CM Traumacover, 15 st/fp, fixationskudde 6,5 cm hög)
- CMCOVER-KS** (CM Traumacover, 12 st/fp, fixationskudde 9 cm hög)
- CMCOVERM** (CM TraumaCover Mini, 15 st/fp)

TRAUMA PELVIC BINDER

Bäckengördel TPB. Kan appliceras av en person och ger jämn cirkulär kompression.

- Snabb applicering
- Engångs
- One size
- CT och MRT kompatibel



Artikelnummer:

EME-100-001 (Färg: Orange)

EME-100-002 (Färg: Svart)

T-POD

Bäckengördel T-POD. Kan appliceras av en person och ger jämn cirkulär kompression.

- Snabb applicering
- Engångs
- One size
- CT och MRT kompatibel



Artikelnummer: **TPOD**

SAM PELVIC SLING

Samsling ger en effektiv bäckenstabilisering. Autostop-spännet förhindrar överåtspänning.

- Standardstorleken/medium passar majoriteten av vuxna patienter
- Engångs
- CT och MRT kompatibel



Artikelnummer:

PS300-OB-EN (Orange/Blå, Small, 69-114 cm)

PS301-OB-EN (Orange/Blå, Standard/Medium, 81-127 cm)

PS302-OB-EN (Orange/Blå, Large, 91-137 cm)

PS301-OD-EN (Grön/Svart, Standard/Medium, 81-127 cm)

T-RING

Första tourniqueten med universell passform för fingrar och tår. Ger omedelbar hemostas med ett kontrollerat tryck (150–165 mmHg), oberoende fingerstorlek.

- One Size
- För fingrar och tår
- Slide-on applicering
- Engångs
- Steril



Artikelnummer: **TR-002** (T-RING FLEX 25 st/fp)

CAT TOURNIQUET

Effektivt avsnörande förband som kan appliceras på nedre och övre extremiteter för att stoppa livshotande blödningar.

- Adaptivt spänne
- Engångs
- Lätt att applicera



Artikelnummer:

CAT-OR (Färg: Orange)

CAT-BK (Färg: Svart)

TRUHOLD - TUBE HOLDER

Snabb och säker fixering av luftvägstuber. Universell design som passar flera typer av tuber och ger ett stabilt grepp. Försedd med skumdynor som skyddar huden.

- Engångs
- Snabbblåsfunktion
- 50 st/fp



Artikelnummer: **TH-01-A**



S-CUT

Unikt och mycket effektivt skärverktyg som ersätter saxar vid borttagning av kläder och bälten. Roterar bladet regelbundet för bibehållen skärkapacitet.

- Tidsbesparande
- Patientsäkert
- Användarvänlig
- Uttjänt skäryta kan enkelt roteras för ny skarp skäryta
- Vid byte av skärblad byts även det vita mothållet

S-CUT501RTL

RTL-versionen möjliggör bladrotation utan att verktyget behöver demonteras. Observera att RTL-versionen har ett eget artikelnummer för set med reservblad. Denna versionen ersätter S-CUT 501.



Artikelnummer:

S-CUT501RTL

ACP-RTL
(Set med 4 skärblad och 4 mothåll till S-CUT 501RTL)

ACP
(Set med 4 skärblad och 4 mothåll till föregående modell S-CUT 501)

S-CUT701RTS

Mindre lättviktsmodell lämplig för prehospitalt bruk. RTS-versionen möjliggör bladrotation utan att verktyget behöver demonteras. Observera att RTS-versionen har ett eget artikelnummer för set med reservblad. Denna versionen ersätter S-CUT 701.

Artikelnummer:

S-CUT701RTS

ACP-RTL
(Set med 4 st skärblad och 4 st mothåll till S-CUT 701RTS)

ACP
(Set med 4 st skärblad och 4 st mothåll till föregående modell S-CUT701)



S-CUT QE

Engångsmodell där hela verktyget kasseras efter att bladet har använts i samtliga fem steg.

Artikelnummer: **SCUTQE**



SKÄRBLAD S-CUT

Set med 4 skärblad och mothåll.

Artikelnummer:

ACP-RTL
(Set med 4 st skärblad och 4 st mothåll till S-CUT 501RTL och S-CUT 701RTS)

ACP
(Set med 4 st skärblad och 4 st mothåll till tidigare versioner S-CUT 501 och S-CUT701)



S-CUT HÖLSTER

Fodral för förvaring av S-CUT.

Artikelnummer: **SCUTTEX**



GEM II RINGSÅG

Ringssåg som fungerar på hårda och mjuka metaller så som järn, stål, guld, silver, brons och koppar mm.

- Fingerskydd
- Batteri
- En kapskiva diamant röd
- Två kapskivor carbide blå
- Batteriladdare
- Instruktionsmanual
- Kapskivor och ringbåndartång kan köpas separat

Artikelnummer: **GEMII-RINGSÅG**



RÄDDNINGSSAX ROBIN

- Klippa av säkerhetsbälten och kläder
- Kan användas för att krossa glas i nödsituationer

Artikelnummer: **ROBIN-SAX**



READY HEAT

Självuppvärmande helkroppstäcke som aktiveras av syre. Täcket når arbetstemperatur på 8–20 minuter (beroende av modell). Ready Heat är 100% mobilt och kan enkelt följa med patienten under transport.

- Inget behov av elektricitet
- Maximal mobilitet
- Behandlar och hjälper till att motverka chock, trauma och hypotermi
- Finns i två varianter
- Engångs

Artikelnummer:

G12RH2 (8-10 min uppvärmning 38°C, 8 st/fp)

SB9RH9120 (15-20 min uppvärmning 40°C, 10 st/fp)



SMARTSAFE PROPERTY BAG

- Säkerhetsförseglade ägodelar
- Anteckningar direkt på påsen
- Strekkodsarmband sammankopplar patient och tillhörigheter

Artikelnummer:

73250 (Smartsafe Small, 25 st/fp, storlek: 39 x 26 cm)

73251 (Smartsafe Large, 10 st/fp, storlek: 67 x 64 cm)



TOURNISTRETCH

- Stasband för enpatientsbruk
- Engångs
- 25 st stasband/påse
- 20 påsar/fp

Artikelnummer: **43451TPEO/ASEP25** (500 st/fp)



HÖGLÄGESKUDDE

- Höglägeskudde för underben
- Skålformad
- Tryckavlastande
- Två längder (L x B x H)

Artikelnummer:

CMPORTO60 (60 x 30 x 22 cm)

CMPORTO80 (80 x 30 x 22 cm)





| Patientavskärmning

Avskärmning är en viktig del av en välfungerande vårdmiljö, både för att skydda patientens integritet och som en del av arbetet med att upprätthålla god vårdhygien. Vi erbjuder flexibla och funktionella lösningar som bidrar till en trygg och professionell vårdssituation.



Engångsdraperierna är kompatibla med alla vanliga gardinskenor. Draperierna kan även hängas upp i befintliga krokar på vårdenheten. För att underlätta bytet medföljer avtagbara krokar till varje draperi vilka bör användas i första hand.

Draperierna finns både som heltäckande och med perforation (50 cm med små hål i draperiets övre del). Perforerade draperier bidrar till bättre ljusinsläpp och förbättrad luftcirkulation.

- Återvinningsbara
- Flamsäkra
- Finns i olika färger, storlekar och utföranden



Artikelnummer heltäckande draperier:

UN-195200-PY-QF-SWE
Engångsdraperier, 195 x 190 cm,
Pastel Yellow, 18 st/fp

UN-375200-PY-QF-SWE
Engångsdraperier, 375 x 190 cm,
Pastel Yellow, 12 st/fp

UN-555200-PY-QF-SWE
Engångsdraperier, 555 x 190 cm,
Pastel Yellow, 8 st/fp

UN-375250-PY-QF-SWE
Engångsdraperier, 375x240 cm,
Pastel Yellow, 10 st/fp

UN-195200-SUMB-QF-SWE
Engångsdraperier, 195 x 190 cm,
Summer blue, 18 st/fp

UN-375200-SUMB-QF-SWE
Engångsdraperier, 375 x 190 cm,
Summer blue, 12 st/fp

UN-555200-SUMB-QF-SWE
Engångsdraperier, 555 x 190 cm,
Summer blue, 8 st/fp

Artikelnummer perforerade draperier:

UN-375200-PY-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 375 x 190 cm,
Pastel Yellow, 12 st/fp

UN-555200-PY-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 555 x 190 cm,
Pastel Yellow, 8 st/fp

UN-555250-PY-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 555 x 240 cm,
Pastel Yellow, 6 st/fp

UN-375200-SUMB-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 375 x 190 cm,
Summer blue, 12 st/fp

UN-555200-SUMB-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 555 x 190 cm,
Summer blue, 8 st/fp

UN-555250-SUMB-QF-PO-SWE
Engångsdraperier med perforation, 555 x 240 cm,
Summer blue, 6 st/fp

VIKSKÄRMAR



Mobila eller väggfasta vikskärmar för flexibel patientavskärmning. Enkla att placera, fälla ihop och flytta. Skärmarna är hygieniska, lätta att rengöra och finns i flera färger samt storlekar. Varje skärm är utrustad med högkvalitativa hjul och bromsar.

Valbara höjder: 145 cm, 165 cm, 185 cm

Valbara längder: 132 cm, 185 cm, 238 cm

Valbara färger: vit, beige, blå, gul, grön och orange

VÄGGMONTERADE VIKSKÄRMAR



Väggmonterade vikskärmar ger en smidig och flexibel patientavskärmning. De fälls enkelt ihop och tar minimalt med plats när de inte används. Skärmarna är lätta att rengöra och desinficera, och finns i flera utföranden, storlekar och färger för att passa olika vårdmiljöer och behov.

Valbara höjder: 145 cm, 165 cm, 185 cm

Valbara längder: 132 cm, 185 cm, 238 cm

Valbara färger: vit, beige, blå, gul, grön och orange



MOVING
HEALTHCARE
FORWARD

COMFORT MEDICAL

RÖNTGEN | TRANSAFLOW | PATIENTFÖRFLYTTNING | KYLVÄSTAR | STRÅLSKYDD |
MONITORHÅLLARE & LAMPOR | OPERATION | AKUTSJUKVÅRD | PATIENTAVSKÄRMNING

COMFORTMEDICAL.SE | INFO@COMFORTMEDICAL.SE | +46 (0)733 108 222